



HENKE - PRESS

Henke-Sass, Wolf
Abformmasse - Spritze

HENKE - PRESS **Gebrauchsanweisung**

Bestandteile der Spritze:

- Spritzenkörper
- Spritzenkolben
- Schraubverschluß zur Fixierung der Spritzenansätze
- 5 Kunststoff-Spritzenansätze
- Reinigungsbürste

Gebrauchsinformation:

Der Spritzenansatz wird mit dem Schraubverschluß am Spritzenkörper fixiert.

Füllen der Spritze:

Auf einer Hälfte des Anmischblockes Abformmasse dünnflächig zur Aufnahme mittels Spritze ausstreichen. Abformmasse mit dem Endstück des Spritzenkörpers durch schaufelnde Bewegungen vom Block aufnehmen.

Nach Einsetzen des Spritzenkolbens ist die Spritze applikationsbereit.

Reinigen der Abformmasse-Spritze:

Nach Aushärten der Abformmasse Spritzenansatz abschrauben und im Spritzenkörper verbliebenes Abformmaterial mit dem Kolben ausdrücken. Spritzenkörper mittels Bürste reinigen. Nach der Reinigung ist die Abformmasse - Spritze vor der weiteren Verwendung zu sterilisieren (im Autoklaven bei max. 134° C).

Henke-Sass, Wolf GmbH Abformmasse-Spritzen entsprechen den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verwendung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen".

Hersteller: Henke-Sass, Wolf GmbH
Keltenstr. 1 • D-78532 Tuttlingen

WIAS 09/08 740144



HENKE - PRESS

Henke-Sass, Wolf
Application syringe for
Impression materials

HENKE - PRESS **Instructions for use**

Henke-Press syringe consists of:

- syringe cylinder
- syringe piston
- screw plug to attach adapter
- 5 syringe adapters
- cleaning brush

Instructions for use:

With the screw plug the adapter is attached to the syringe.

Filling of the application syringe:

After mixing is complete, filling of the syringe is prepared by spreading out some of the mixed material on approx. half of the mixing pad in a thin layer. With the open end of the syringe cylinder the material is scraped in to the syringe. The piston is inserted - and the syringe is now ready for use.

Cleaning:

Remove adapter after set of the impression material, push out residual elastomer with the piston. Use brush for final cleaning of syringe cylinder. After cleaning the syringe must be sterilized in a commercially available sterilizer before being used again (in an Autoclave at max. 134° C).

The application, use and processing of the products are beyond our control, and therefore, entirely your own responsibility. Should, in spite of this, liability be established for any damage, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide consistent quality of our products within the scope of our General Conditions of Sale and Delivery.

Manufacturer: Henke-Sass, Wolf GmbH
Keltenstr. 1 • D-78532 Tuttlingen

WIAS 09/08 740144

