


HSW Extensions

HSW Extensiones

Accessories for veterinary syringes
 Accesorios para jeringas veterinarias

- For a comfortable injection
- For all HSW syringes
- Allows longer distance to the animal, enhanced user safety
- Durable but flexible design
- Safe and stable needle connection
- Residual volume < 2,8 ml
- Length 29 cm (11.5 inch)
- Para una inyección más cómoda
- Útil para todas las jeringas de HSW
- Una mayor distancia del animal, es más seguridad para el inyector
- Diseño de carbón-metal duradero y robusto, muy ligero pero larga duración
- Fijación estable y segura de la aguja
- Capacidad de líquido en el tubo < 2,8 ml
- Longitud 29 cm



Accessories Accesorios		Item no. No. de artículo	
Flexible extensions for all injection syringes Alargadores flexibles para todas jeringas de inyección Luer Lock – Luer Lock	29 cm	309900030	
Fixed extension for HSW ROUX-REVOLVER® 30 ml / Prolongación rígida para HSW ROUX-REVOLVER® 30 ml	57 cm	3099000238	
	Fixed extension for HSW ROUX-REVOLVER® 50 ml / Prolongación rígida para HSW ROUX-REVOLVER® 50 ml	63 cm	
HSW injection tube for all LL injection syringes HSW tubo de inyección para todas jeringas de inyección Luer Lock - Luer Lock	75 cm	8300051939	

New / Nuevo