

HSW Extensions

HSW Extensiones

Accessories for veterinary syringes
 Accesorios para jeringas veterinarias

- For a comfortable injection
- For all HSW syringes
- Allows longer distance to the animal, enhanced user safety
- Durable but flexible design
- Safe and stable needle connection
- Residual volume < 2,8 ml
- Length 29 cm (11.5 inch)
- Para una inyección más cómoda
- Útil para todas las jeringas de HSW
- Una mayor distancia del animal, es más seguridad para el inyector
- Diseño de carbón-metal duradero y robusto, muy ligero pero larga duración
- Fijación estable y segura de la aguja
- Capacidad de líquido en el tubo < 2,8 ml
- Longitud 29 cm



| Accessories Accesorios | | Item no. No. de artículo | |
|---|---|-----------------------------|--|
| Flexible extensions for all injection syringes Alargadores flexibles para todas jeringas de inyección Luer Lock – Luer Lock | 29 cm | 309900030 | |
| Fixed extension for HSW ROUX-REVOLVER® 30 ml / Prolongación rígida para HSW ROUX-REVOLVER® 30 ml | 57 cm | 3099000238 | |
| | Fixed extension for HSW ROUX-REVOLVER® 50 ml / Prolongación rígida para HSW ROUX-REVOLVER® 50 ml | 63 cm | |
| HSW injection tube for all LL injection syringes HSW tubo de inyección para todas jeringas de inyección Luer Lock - Luer Lock | 75 cm | 8300051939 | |