

Accessories for self-filling syringes

Accesorios para jeringas autocargables

Accessories		Item no.
Accesorios		No. de artículo
Draw-off caps/ Tapas de aireación	Ø 20 mm white/blanco for bottle size/ para tamaños de botella 50/100 ml	3600000020
	Ø 30 mm blue/azul for bottle size/ para tamaños de botella 250/500 ml	3600000030
	Ø 33 mm green/verde for bottle size/ para tamaños de botella 500 ml and larger/de 500 ml y superiores	3600000033
	set consisting of 3 sizes el juego consta de 3 tamaños Ø 20 mm, 30 mm, 33 mm	3600203033

- Durable
- Easy to use
- Can be used universally for all bottles
- Antiabrasión
- Manejo sencillo
- De uso universal para todas las botellas



Standard basket for medical bottles up to 100 ml Cesta estándar para botellas de medicamento hasta 100 ml		81402799
Special basket for medical bottles up to 250 ml Cesta especial para botellas de medicamento hasta 250 ml		8300013288

Both basket sizes can be screwed on the existing bottle attachment of HSW ECO-MATIC®, HSW SAFE-MATIC® and HSW UNI-MATIC®. Please note that 250 ml bottles only fit with max. neck diameter of 20 mm.

Ambas tallas de cesta pueden ser atornillados en el adaptador de botellas subsistente de HSW ECO-MATIC®, HSW SAFE-MATIC® y HSW UNI-MATIC®. Por favor tome en cuenta que también las tallas de botellas hasta 250 ml sólo caben si el cierre de botella es de 20 mm cómo máximo.

Nozzle for use as „mini-drencher“/ Adaptador de tubo para el uso cómo „mini administrador“		
Luer Lock	11,4 cm	3600095605
Luer Lock	5,5 cm	8300015882

The tube attachment can be screwed on each syringe with Luer Lock, independently from the syringe model. Thus every injection syringe can be used as a drench syringe or for oral use.

El adaptador de tubo puede ser atornillado en cada jeringa con cono Luer Lock, independientemente del modelo de jeringa. Así, cada jeringa de inyección puede ser aplicada como jeringa DRENCH y para el uso oral.

