


HSW UNI-MATIC®

1 ml / 2 ml / 5 ml

Automatic self-filling syringe for injections
Jeringa automática para inyección

- Syringe can be used universally with bottle adapter or tubing attachment
 - With pin lock system: Bottle holder or tubing attachment can be positioned as required
 - Durable and precise metal piston
 - Innovative, ergonomic design provides fatigue-free function
 - Medication bottles can be replaced quickly and easily (50 ml and 100 ml) with new bottle adapter
 - Exceptionally accurate dosing
 - Bottle adapter interchangeable with HSW FERRO-MATIC®
-
- Jeringa universal utilizable con receptáculo de botellas o adaptador de tubos
 - Con sistema Pin-Lock: Receptáculo de botellas y adaptador de tubos libremente posicionables
 - Émbolo de metal de precisión antiabrasión
 - Diseño innovador y ergonómico permite trabajar sin esfuerzo
 - Cambio fácil y rápido de las botellas de medicamento (50 ml y 100 ml) mediante el nuevo receptáculo de botellas
 - Elevada exactitud en la dosificación
 - Adaptador de botellas y válvulas intercambiables con HSW FERRO-MATIC®



Included in delivery

HSW UNI-MATIC® complete:
1 x Syringe
1 x Ascending tube 18 cm
1 x Tubing

Alcance del suministro

HSW UNI-MATIC® complet:
1 x Jeringa
1 x Tubo de ascensión 18 cm
1 x Tubo

Version

Modelo

Luer Lock, Tubing
Luer Lock, tubo

Vol/ml

1 ml
2 ml
5 ml

Item no.

No. de artículo

3001330000
3002330000
8300003174

Luer Lock, bottle mount

Luer Lock, adaptador de botella

1 ml
2 ml
5 ml

3001330471
3002330471
8300009763

Accessories

Accesorios

Plastic adapter for glass bottles (standard version)
- standard basket for medical bottles up to 100 ml
Adaptador de plástico para botella de vidrio (versión estándar)
- cesta estándar para botellas de medicamento hasta 100 ml

Metal bottle adapter for glass bottles (special version)/
Adaptador de metal para botella de vidrio

Ascending tube/tubo ascendente: 11 cm
18 cm
21,5 cm

Item no.

No. de artículo

8300011133
81402799

3000000471

3011760000
3018760000
3021760000

The bottle adapter can be ordered separately.
El adaptador para botellas se puede suministrar por separado.

