


HSW DRENCH-MATIC®

10 ml / 23 ml / 30 ml

Automatic self-filling syringe for oral application
 Jeringa automática para aplicación oral

- Automatic self-filling syringe for the administration of solutions and suspensions for oral and pour-on use
 - Can also be used for injections
 - Pressure cast aluminium handle - high strength at low weight
 - Easy to use and easy to clean
 - High strength plastic barrel
 - Dosing accuracy: tolerance < 1 % of dose
 - Drenching pressure smoothly adjustable
 - Innovative and ergonomic design
 - Automatic lubrication due to twin o-ring
-
- Jeringa de llenado automático para la administración de soluciones y suspensiones para uso oral y tópico
 - También puede utilizarse para inyecciones
 - Mango de aluminio inyectado - fuerza elevada con un peso reducido
 - Tubo de plástico altamente resistente
 - Fácil de usar y limpiar
 - Dosificación ajustable permanente
 - Precisión de dosificación: tolerancia < 1 % de la dosis
 - Presión de administración fácilmente ajustable
 - Diseño innovador y ergonómico
 - Lubricación automática por medio de junta tórica doble



Included in delivery

HSW DRENCH-MATIC® complete:
 1 x Syringe
 1 x Tubing
 1 x Drench nozzle 11 cm

Alcance del suministro

HSW DRENCH-MATIC® completo:
 1 x Jeringa
 1 x Tubo
 1 x Drench nozzle 11 cm

Version
Modelo

Vol/ml

Item no.
No. de artículo

10 ml
23 ml
30 ml

3610000550
3623000550
3030000550*

* The product corresponds to separate illustration (older model).

* El producto corresponde a una ilustración separada (modelo más antiguo).