

TU FLEX-MASTER

10 ml / 20 ml / 30 ml / 50 ml

VERSION A / B – for easy dosing / for more precision

VERSIÓN A / B – para una dosificación fácil / para más exactitud

VERSION A

- TPX plastic hypodermic adjustable syringe
- Highly visible barrel scale with extended dose increments
- Exchangeable metal Luer Lock nozzle
- Fully boilable design for disinfection
- Individually packaged including spare o-ring parts
- Distinctive retail outer packaging
- Fitting drench nozzle available as accessory
- Jeringa ajustable de TPX
- Escala bien visible en el cilindro con indicación de dosificación gradual
- Adaptador de metal Luer Lock intercambiable
- Desinfección de la jeringa con agua hervida
- Embalada separadamente con junta tórica de recambio
- Envase de venta estable
- Adaptador de tubo adecuado disponible como accesorio

VERSION B

- Same features & benefits as version A
- Dosage volume indicated on piston rod
- Dosage nut on the piston to lock in the dose
- Las mismas ventajas y características de version A
- Indicación del volumen de dosificación en el vástago del pistón
- Vástago del pistón con tornillo para determinación de la dosificación



VERSION A - for easy dosing
VERSION A - para una dosificación fácil



VERSION B – for more precision
VERSION B – para más exactitud



VERSION A - for easy dosing
VERSION A - para una dosificación fácil

Item no.
No. de artículo


	Vol/ml	Item no. No. de artículo
Luer Lock	10 ml	8300028713
	20 ml	8300028716
	30 ml	8300028719
	50 ml	8300028722



VERSION B – for more precision
VERSION B – para más exactitud

Item no.
No. de artículo

	Vol/ml	Item no. No. de artículo
Luer Lock	10 ml	8300028726
	20 ml	8300028729
	30 ml	8300028733
	50 ml	8300028736



Accessories
Accesorios

Item no.
No. de artículo

Nozzle TU FLEX-MASTER A / B	10 cm	8300027273
Adaptador de tubo TU FLEX-MASTER A / B (Can be screwed on / puede atornillarse)		

