

HSW ECO-MATIC® TWIN

0,5 ml / 1 ml / 2 ml

Automatic self-filling syringe with two separate barrels
 Jeringa automática con dos cilindros separados

- Premium-quality plastic syringe with durable plastic barrels
- Ergonomic, light weight design for ease of use
- Simultaneous vaccination of two products independently
- Bottle mount and/or tubing connection
- Easy adjustable needle distance
- Easy adjustable barrel position
- Various fixed dose barrel combinations available
- Jeringa de plástico de primera calidad con cilindros de plástico de gran rigidez
- Diseño ergónomico, manejo fácil a pesar de un peso ligero
- Administración de dos medicamentos / vacunas
- Adaptador de botella y/o adaptador de tubo son posibles
- Distancia de la aguja es ajustable
- Posición del cilindro es ajustable
- Dosificación fija, disponible en diversas combinaciones



Included in delivery

HSW ECO-MATIC® TWIN complete:
 1 x Syringe
 2 x Universal bottle collars Ø 20 mm
 2 x Universal bottle collars Ø 30 mm
 2 x Tubing collars (Ø 4-6 mm)
 2 x PVC tubing (Ø 4 mm)

Alcance del suministro

HSW ECO-MATIC® TWIN completo:
 1 x Jeringa
 2 x Adaptador universal Ø 20 mm
 2 x Adaptador universal Ø 30 mm
 2 x Adaptador de tubo (Ø 4-6 mm)
 2 x Dos tubos PVC (Ø 4 mm)



Version
 Modelo

Vol/ml

Item no.
 No. de artículo

Luer Lock

0,5 ml + 0,5 ml
 0,5 ml + 2 ml
 1 ml + 1 ml
 2 ml + 2 ml
 1 ml + 2 ml

8300037936
 8300031731
 8300037673
 8300037669
 8300037671

Further size combinations incl. 0.3 ml, 4 ml and 5 ml are available upon request.
 Más combinaciones de tamaños están disponibles a pedido.



The needle distance can be adapted to the age, size and species of the animal.
 There are seven different distances:
 20 mm - 21,1 mm - 24 mm - 28 mm - 32 mm - 34,9 mm - 36 mm

La distancia entre las agujas puede adaptarse a la edad, la tamaño y a la especie del animal. Hay 7 distancias diferentes:
 20 mm - 21,1 mm - 24 mm - 28 mm - 32 mm - 34,9 mm - 36 mm

