

# HSW ECO-MATIC® TWIN

0,5 ml / 1 ml / 2 ml

Automatic self-filling syringe with two separate barrels  
 Jeringa automática con dos cilindros separados

- Premium-quality plastic syringe with durable plastic barrels
- Ergonomic, light weight design for ease of use
- Simultaneous vaccination of two products independently
- Bottle mount and/or tubing connection
- Easy adjustable needle distance
- Easy adjustable barrel position
- Various fixed dose barrel combinations available
- Jeringa de plástico de primera calidad con cilindros de plástico de gran rigidez
- Diseño ergónomico, manejo fácil a pesar de un peso ligero
- Administración de dos medicamentos / vacunas
- Adaptador de botella y/o adaptador de tubo son posibles
- Distancia de la aguja es ajustable
- Posición del cilindro es ajustable
- Dosificación fija, disponible en diversas combinaciones



## Included in delivery

HSW ECO-MATIC® TWIN complete:  
 1 x Syringe  
 2 x Universal bottle collars Ø 20 mm  
 2 x Universal bottle collars Ø 30 mm  
 2 x Tubing collars (Ø 4-6 mm)  
 2 x PVC tubing (Ø 4 mm)

## Alcance del suministro

HSW ECO-MATIC® TWIN completo:  
 1 x Jeringa  
 2 x Adaptador universal Ø 20 mm  
 2 x Adaptador universal Ø 30 mm  
 2 x Adaptador de tubo (Ø 4-6 mm)  
 2 x Dos tubos PVC (Ø 4 mm)



## Version Modelo

## Vol/ml

## Item no. No. de artículo

Luer Lock

0,5 ml + 0,5 ml  
 0,5 ml + 2 ml  
 1 ml + 1 ml  
 2 ml + 2 ml  
 1 ml + 2 ml

8300037936  
 8300031731  
 8300037673  
 8300037669  
 8300037671

Manifold/Puente de conexión

8300049311



The needle distance can be adapted to the age, size and species of the animal.  
 There are seven different distances:  
 20 mm – 21,1 mm – 24 mm – 28 mm – 32 mm – 34,9 mm – 36 mm

La distancia entre las agujas puede adaptarse a la edad, la tamaño y a la especie del animal. Hay 7 distancias diferentes:  
 20 mm – 21,1 mm – 24 mm – 28 mm – 32 mm – 34,9 mm – 36 mm

