

HSW FERRO-MATIC®

3 ml / 5 ml

Automatic self-filling syringe for injections
 Jeringa automática para inyección

- Metal/glass version
 - Durable piston rod
 - Easy to assemble/dismantle for servicing
 - Accurate, continuously adjustable dose setting
 - Universal bottle collar Ø 20 mm and Ø 30 mm
 - Bottle adapter interchangeable with HSW Uni-Matic®
 - High quality for long service life
-
- Acabado de metal-vidrio
 - Vástago del émbolo de alta resistencia
 - Fácil montaje para mantenimiento
 - Ajuste de dosificación preciso y continuo
 - Adaptador universal de Ø 20 mm y Ø 30 mm
 - Adaptador de botellas intercambiable con HSW Uni-Matic®
 - Excelente calidad que permite un uso prolongado



Included in delivery


HSW FERRO-MATIC® complete:

- 1 x Syringe
- 1 x Universal bottle collar Ø 20 mm
- 1 x Universal bottle collar Ø 30 mm

Alcance del suministro

HSW FERRO-MATIC® completo:

- 1 x Jeringa
- 1 x Adaptador universal Ø 20 mm
- 1 x Adaptador universal Ø 30 mm



Version
Modelo

Vol/ml

Item no.
No. de artículo

Luer Lock

3 ml
5 ml

3003030470
3005030470

Accessories
Accesorios

Item no.
No. de artículo

Metal bottle adapter for glass bottles/
Adaptador de botellas en metal para botellas de vidrio

300000471

