

# HSW HENKE-JECT® TBC

2 ml

Dosage syringe for tuberculin testing  
 Jeringa dosificadora para pruebas de tuberculina

- Fully visible glass barrel for visual verification
  - Ergonomic light weight metal, plastic design
  - 2 ml barrel with 0.1 ml increment trigger
  - Safe and easy needle change out via luer lock connection
  - Limited spare parts for easy service
  - Boilable
- Cilindro de vidrio transparente para verificación visual
  - Diseño ergonómico con peso reducido por combinación de metal y plástico
  - 2 ml cilindro, 0,1 ml por movimiento de palanca
  - Cambio de aguja seguro y fácil por adaptador Luer Lock
  - Servicio fácil por pocas piezas individuales
  - Puede hervirse



**Included in delivery**

HSW HENKE-JECT® TBC complete:  
 1 x Syringe

**Alcance del suministro**

HSW HENKE-JECT® TBC completo:  
 1 x Jeringa



**Version**  
 Modelo

**Vol/ml**

**Item no.**  
 No. de artículo

Luer Lock

2 ml

2118000080



**Accessories**  
 Accesorios

HSW-ECO® Needle/  
 Aguja HSW-ECO®

0,7 x 4 mm    22 G x 1/8"

**Item no.**  
 No. de artículo

8021070046

