

HSW UNI-MATIC®

1 ml / 2 ml / 5 ml

Automatic self-filling syringe for injections
Jeringa automática para inyección

- Syringe can be used universally with bottle adapter or tubing attachment
- With pin lock system: Bottle holder or tubing attachment can be positioned as required
- Durable and precise metal piston
- Innovative, ergonomic design provides fatigue-free function
- Medication bottles can be replaced quickly and easily (50 ml and 100 ml) with new bottle adapter
- Exceptionally accurate dosing
- Jeringa universal utilizable con receptáculo de botellas o adaptador de tubos
- Con sistema Pin-Lock: Receptáculo de botellas y adaptador de tubos libremente posicionables
- Émbolo de metal de precisión antiabrasión
- Diseño innovador y ergonómico permite trabajar sin esfuerzo
- Cambio fácil y rápido de las botellas de medicamento (50 ml y 100 ml) mediante el nuevo receptáculo de botellas
- Elevada exactitud en la dosificación



Included in delivery (Tubing version)		Alcance del suministro (Modelo de tubo)	
HSW UNI-MATIC® complete: 1 x Syringe 1 x Ascending tube 18 cm 1 x Tubing		HSW UNI-MATIC® completo: 1 x Jeringa 1 x Tubo de ascensión 18 cm 1 x Tubo	
Version	Vol/ml	Item no.	
Modelo		No. de artículo	
Luer Lock, Tubing / tubo	1 ml	3001330000	
	2 ml	3002330000	
	5 ml	8300003174	
Included in delivery (Bottle Mount Basket)		Alcance del suministro (Adaptador de botella)	
HSW UNI-MATIC® complete: 1x Syringe 1x Standard basket		HSW UNI-MATIC® completo: 1 x Jeringa 1 x Cesta estándar	
Version	Vol/ml	Item no.	
Modelo		No. de artículo	
Luer Lock, bottle mount	1 ml	3001330471	
Luer Lock, adaptador de botella	2 ml	3002330471	
	5 ml	8300009763	
Accessories		Item no.	
Accesorios		No. de artículo	
Plastic adapter for glass bottles (standard version)		8300011133	
- standard basket for medical bottles up to 100 ml		81402799	
Adaptador de plástico para botella de vidrio (versión estándar)			
- cesta estándar para botellas de medicamento hasta 100 ml			
Metal bottle adapter for glass bottles (special version)/		3000000471	
Adaptador de metal para botella de vidrio			
Ascending tube/tubo ascendente: 11 cm		3011760000	
18 cm		3018760000	
21,5 cm		3021760000	
The bottle adapter can be ordered separately. El adaptador para botellas se puede suministrar por separado.			

