



# HSW DETECTABLE NEEDLES

**Reliable quality through stability and detectability**

**Zuverlässige Qualität durch Stabilität und Detektierbarkeit**

## SIZES AVAILABLE / VERFÜGBARE GRÖSSEN

HSW Detectable Needles Range / Kanülen Größen		HSW Detectable Needles Range / Kanülen Größen	
8300053608	HSW Detectable Needles 14D x 1"	8300053619	HSW Detectable Needles 18D x 3/4"
8300053609	HSW Detectable Needles 14D x 1 1/2"	8300053620	HSW Detectable Needles 18D x 1"
8300053610	HSW Detectable Needles 16D x 1/2"	8300053621	HSW Detectable Needles 18D x 1 1/2"
8300053611	HSW Detectable Needles 16D x 5/8"	8300053622	HSW Detectable Needles 20D x 1/2"
8300053612	HSW Detectable Needles 16D x 3/4"	8300053623	HSW Detectable Needles 20D x 1"
8300053613	HSW Detectable Needles 16D x 1"	8300053624	HSW Detectable Needles 20D x 1 1/2"
8300053614	HSW Detectable Needles 16D x 1 1/2"		
8300053617	HSW Detectable Needles 18D x 1/2"	HSW Veterinary Needles Range / Kanülen Größen	
8300053618	HSW Detectable Needles 18D x 5/8"	8300053616	HSW Veterinary Needles 18G x 1/4"

## PACKAGING / Verpackung

- 100 pieces per box / Stück pro Karton
- 1.000 pieces per inner carton / Stück pro Innenkarton
- 4.000 pieces per outer carton / Stück pro Umkarton

**Choose the correct needle size**  
Wahl der richtigen Kanülen Größe

Detectable Gauge	Regular Gauge
20D	19G
18D	17G
16D	15G
14D	14G

## BENEFITS / Vorteile

- Enhanced safety and easier carrying through needle caps  
Erhöhte Sicherheit und erleichterter Transport durch die Nadelkappe
- Exceptional strength through stable cannula and metal hub  
Außergewöhnliche Festigkeit durch die stabile Kanüle und Metallhub
- Dependable detectability due to special alloy  
Zuverlässige Detektierbarkeit durch Speziallegierung

For further information please contact:

Henke-Sass, Wolf GmbH  
Keltenstraße 1  
78532 Tuttlingen – Germany

Tel. +49 (0)7462 9466 478  
E-Mail: leonie.eberhard@henkesasswolf.de  
www.henkesasswolf.de