

HSW HENKE-JECT®

Single-use needles
Agujas para un solo uso



- Exceptional quality, similar to human design
- ISO 9626 stainless steel
- Available with long or short bevel
- Transparent polypropylene hub
- Protective cap of polypropylene
- Siliconized needle tube, primarily thin-walled
- Sterile, pyrogen-free and non-toxic
- 5-year shelf life for sterile goods

- Excelente calidad, se emplean también para uso en medicina humana
- Acero inoxidable según ISO 9626
- Disponibles con filo largo o corto
- Superficie de sujeción de polipropileno transparente
- Tapa de protección de polipropileno
- Tubo de la aguja con capa de silicona, en su mayoría de pared fina
- Estéril, libre de pirógenos y no tóxica
- Con almacenamiento en condiciones estériles, vida útil de 5 años

Standard programme for available HSW HENKE-JECT® single-use needles/
Suministro estándar disponible de agujas de un solo uso HSW HENKE-JECT®

Dimensions Dimensiones	Colour-code Código de color	Item no. No. de artículo	Dimensions Dimensiones	Colour-code Código de color	Item no. No. de artículo
0,30 x 12 mm 30G x 1/2"	12/03	4710003012	0,90 x 40 mm 20 G x 1 1/2"	40/09	4710009040
0,40 x 12 mm 27G x 1/2"	12/04	4710004012	0,90 x 50 mm 20 G x 2"	50/09	4710009050
0,40 x 20 mm 27G x 3/4"	20/04	4710004020	1,10 x 25 mm 19 G x 1"	25/11	4710011025
0,45 x 12 mm 26G x 1/2"	-/-	4710004512	1,10 x 30 mm 19 G x 1 1/4"	30/11	4710011030
0,45 x 25 mm 26G x 1"	-/-	4710004525	1,10 x 40 mm 19 G x 1 1/2"	40/11	4710011040
0,50 x 16 mm 25G x 5/8"	16/05	4710005016	1,10 x 50 mm 19 G x 2"	50/11	4710011050
0,50 x 25 mm 25 G x 1"	25/05	4710005025	1,20 x 6 mm 18 G x 1/4"	06/12	8300018621
0,55 x 25 mm 24G x 1"	-/-	4710005525	1,20 x 12 mm 18 G x 1/2"	12/12	8300018619
0,60 x 25 mm 23G x 1"	25/06	4710006025	1,20 x 25 mm 18 G x 1"	25/12	4710012025
0,60 x 30 mm 23G x 1 1/4"	30/06	4710006030	1,20 x 30 mm 18 G x 1 1/4"	30/12	4710012030
0,70 x 25 mm 22G x 1"	25/07	4710007025	1,20 x 40 mm 18 G x 1 1/2"	40/12	4710012040
0,70 x 30 mm 22G x 1 1/4"	30/07	4710007030	1,20 x 50 mm 18 G x 2"	50/12	4710012050
0,70 x 40 mm 22G x 1 1/2"	40/07	4710007040	1,40 x 20 mm 17 G x 3/4"	20/14	8300010234
0,80 x 10 mm 21G x 3/8"	10/08	8300014301	1,40 x 50 mm 17 G x 2"	50/14	4710015050
0,80 x 16 mm 21G x 5/8"	16/08	4710008016	1,60 x 12 mm 16 G x 1/2"	12/16	8300018620
0,80 x 25 mm 21G x 1"	25/08	4710008025	1,60 x 25 mm 16 G x 1"	25/16	4710016025
0,80 x 40 mm 21G x 1 1/2"	50/08	4710008040	1,60 x 40 mm 16 G x 1 1/2"	40/16	4710016040
0,80 x 50 mm 21G x 2"	50/08	4710008050	1,65 x 25 mm 16 G x 1"	-/-	8300021963
0,90 x 6 mm 20G x 1/4"	06/09	8300018622	1,80 x 40 mm 15 G x 1 1/2"	40/18	4710018040
0,90 x 12 mm 20G x 1/2"	12/09	8300018623	1,80 x 50 mm 15 G x 2"	50/18	4710018050
0,90 x 16 mm 20G x 5/8"	16/09	8300010721	2,10 x 40 mm 14 G x 1 1/2"	40/21	8300013707
0,90 x 25 mm 20G x 1"	25/09	4710009025	2,10 x 60 mm 14 G x 2 1/2"	60/21	8300021960
0,90 x 30 mm 20G x 1 1/4"	30/09	4710009030	2,10 x 80 mm 14 G x 3"	80/21	8300021961

Other needle sizes available upon request/
Otros tamaños de aguja disponibles a solicitud

