



HSW ECO-MATIC® Twin
Ersatzteilpreisliste / Spare part price list

Gültig ab / valid
01.02.2017



Nr.	Bezeichnung	Description	Appellation	HSW Cat. no.
-	Zylinder links 0,5 ml LL kpl. Universal	Barrel left 0.5 ml LL cpl. Universal	Cylindre gauche 0,5 ml LL cpl. Universal	8300039573
-	Zylinder links 1 ml LL kpl. Universal	Barrel left 1 ml LL cpl. Universal	Cylindre gauche 1 ml LL cpl. Universal	8300039571
-	Zylinder links 2 ml LL kpl. Universal	Barrel left 2 ml LL cpl. Universal	Cylindre gauche 2 ml LL cpl. Universal	8300039569
-	Zylinder rechts 0,5 ml LL kpl. Universal	Barrel right 0.5 ml LL cpl. Universal	Cylindre droite 0,5 ml LL cpl. Universal	8300039574
-	Zylinder rechts 1 ml LL kpl. Universal	Barrel right 1 ml LL cpl. Universal	Cylindre droite 1 ml LL cpl. Universal	8300039572
-	Zylinder rechts 2 ml LL kpl. Universal	Barrel right 2 ml LL cpl. Universal	Cylindre droite 2 ml LL cpl. Universal	8300039570
-	Zylinder links 0,5 ml LL kpl. Korb	Barrel left 0.5 ml LL cpl. Basket	Cylindre gauche 0,5 ml LL cpl. Panier	8300039567
-	Zylinder links 1 ml LL kpl. Korb	Barrel left 1 ml LL cpl. Basket	Cylindre gauche 1 ml LL cpl. Panier	8300039565
-	Zylinder links 2 ml LL kpl. Korb	Barrel left 2 ml LL cpl. Basket	Cylindre gauche 2 ml LL cpl. Panier	8300039563
-	Zylinder rechts 0,5 ml LL kpl. Korb	Barrel right 0.5 ml LL cpl. Basket	Cylindre droite 0,5 ml LL cpl. Panier	8300039568
-	Zylinder rechts 1 ml LL kpl. Korb	Barrel right 1 ml LL cpl. Basket	Cylindre droite 1 ml LL cpl. Panier	8300039566
-	Zylinder rechts 2 ml LL kpl. Korb	Barrel right 2 ml LL cpl. Basket	Cylindre droite 2 ml LL cpl. Panier	8300039564
-	O-Ring 0,5 ml	Piston o-ring 0.5 ml	Rondelle 0,5 ml	8300034255
-	O-Ring 1 ml	Piston o-ring 1 ml	Rondelle 1 ml	8300006280
-	O-Ring 2 ml	Piston o-ring 2 ml	Rondelle 2 ml	3602030080
-	Vorderteil LL Sechskant	Front part LL hexagonal	Partie avant LL hexagone	8300034165
-	Überwurfmutter	Swivel nut	Bouchon à vis	8300034167
-	Universaladapter 20 mm weiß	Universaladapter 20 mm white	adaptateur universel 20 mm	8300024134
-	für Flaschengröße 50/100 ml	for bottle size 50/100 ml	blanc pour bouteilles 50/100 ml	
-	Universaladapter 30 mm blau	Universaladapter 30 mm blue	adaptateur universel 30 mm	8300024136
-	für Flaschengröße 250/500 ml	for bottle size 250/500 ml	bleu pour bouteilles 250/500 ml	
-	Schlauchadapter Ø 4-6mm	Tubing adapter Ø 4-6mm	Adaptador de tubo Ø 4-6mm	8300035585



-	Universaladapter 33 mm grün	Universaladapter 33 mm	adaptateur universel 33 mm	8300024137
-	für Flaschengröße > 500 ml	green for bottle size > 500 ml	vert pour bouteilles > 500 ml	
-	Universaladapter 34 mm schwarz	Universaladapter 34 mm	adaptateur universel 34 mm	8300024138
-	Flaschengröße > 500 ml	black for bottle size > 500 ml	noir pour bouteilles > 500 ml	
-	Universaladapter 30,5 mm rot	Universaladapter 30,5 mm	adaptateur universel 30,5 mm	8300024135
-	für Flaschengröße > 500 ml	red for bottle size > 500 ml	rouge pour bouteilles > 500 ml	



-	Entnahmekappe 20 mm	Draw-Off-Cap 20 mm	Draw-Off-Cap 20 mm	3600000020
-	für Flaschengröße 50/100 ml	for bottle size 50/100 ml	pour bouteilles 50/100 ml	
-	Entnahmekappe 30 mm	Draw-Off-Cap 30 mm	Draw-Off-Cap 30 mm	3600000030
-	für Flaschengröße 250 / 500 ml	for bottle size 250/500 ml	pour bouteilles 250/500 ml	
-	Entnahmekappe 33 mm	Draw-Off-Cap 33 mm	Draw-Off-Cap 33 mm	3600000033
-	für Flaschengröße > 500 ml	for bottle size > 500 ml	pour bouteilles > 500 ml	
-	Set 20/30 mm	Set 20/30 mm	Set 20/30 mm	3600002030
-	Set 20/30/33 mm	Set 20/30/33 mm	Set 20/30/33 mm	3600203033



-	Steigrohr 11 cm	Ascending needle 11 cm	Tuyau de montée 11 cm	3011760000
-	Steigrohr 18 cm	Ascending needle 18 cm	Tuyau de montée 18 cm	3018760000
-	Steigrohr 21 cm	Ascending needle 21 cm	Tuyau de montée 21 cm	3021760000