

► Accessories for self-filling syringes Accesorios para jeringas autocargables

► Accessories/Acesorios

Item no. / N.º de artículo

draw-off caps/ tapas de aireación para descarga	Ø 20 mm white/blanco for bottle size/ para tamaños de botella 50/100 ml	3600000020
	Ø 30 mm blue/azul for bottle size/ para tamaños de botella 250/500 ml	3600000030
	Ø 33 mm green/verde for bottle size/ para tamaños de botella 500 ml and larger/de 500 ml y superiores	3600000033

<p>set consisting of 3 sizes el juego consta de 3 tamaños</p> <p>3600203033</p> <p>Ø 20 mm, 30 mm, 33 mm</p>
--



- | | |
|--|---|
| ► new design | ► nuevo diseño |
| ► durable | ► antiabrasión |
| ► easy to use | ► manejo sencillo |
| ► can be used universally
for all bottles | ► de uso universal para todas
las botellas |

► Accessories/Acesorios

Item no. / N.º de artículo

Standard basket for medical bottles up to 100 ml Cesta estándar para botellas de medicamento hasta 100 ml	81402799
Special basket for medical bottles up to 250 ml Cesta especial para botellas de medicamento hasta 250 ml	8300013288

Both basket sizes can be screwed on the existing bottle attachment of HSW ECO-MATIC®, HSW SAFE-MATIC® and HSW UNI-MATIC®. You have to pay attention to the fact that also bottle sizes up to 250 ml only fit if the diameter of the bottle lock is at most 20 mm.

Ambas tallas de cesta pueden ser atornillados en el adaptador de botellas subsistente de HSW ECO-MATIC®, HSW SAFE-MATIC® y HSW UNI-MATIC®. Por favor tome en cuenta que también las tallas de botellas hasta 250 ml sólo caben si el cierre de botella es de 20 mm como máximo.

Nozzle for use as "mini-drencher"/
Adaptador de tubo para el uso como "mini administrador"

Luer Lock	11,4 cm	3600095605
-----------	---------	------------

The tube attachment can be screwed on each syringe with Luer Lock, independently from the syringe model. So every injection syringe can be used as a drench syringe or for oral use.

El adaptador de tubo puede ser atornillado en cada jeringa con cono Luer Lock, independientemente del modelo de jeringa. Así, cada jeringa de inyección puede ser aplicada como jeringa DRENCH y para el uso oral.

