

▶ HSW ULTRA-JANET

50 ml/100 ml/150 ml/200 ml

Wund- und Blasenspritze für die Humanmedizin
Bladder and flushing syringe for human applications



- ▶ solide Glas-/Metallausführung im 3-Ring-Design
- ▶ graduierter Glaszylinder mit Präzisionsschliff
- ▶ vollständig zerlegbar und einfach zu reinigen
- ▶ eingeschliffener Edelstahlkolben
- ▶ autoklavierbar bei 134 °C oder 273 °F
- ▶ durable glass and metal design with 3-ring handle
- ▶ graduated glass cylinder with precision cut
- ▶ can be completely dismantled and is easy to clean
- ▶ precision ground stainless steel piston
- ▶ autoclavable at 134 °C or 273 °F



▶ *Lieferumfang*

- 1x Spritze
- 1x Kanüle konisch
- 1x Kanüle oliv

▶ *Included in delivery*

- 1x syringe
- 1x cannula cone end
- 1 x cannula olive end

▶ Ausführung/Version	Vol./ml	Artikel-Nr./Item no.
HSW ULTRA-JANET	50 ml	2450460185
HSW ULTRA-JANET	100 ml	2480460185
HSW ULTRA-JANET	150 ml	2481460185
HSW ULTRA-JANET	200 ml	2482460185



▶ Ersatzteile/Spare parts	Vol./ml	Artikel-Nr./Item no.
Glaszylinder/glass barrel	50 ml	2450200100
	100 ml	2480200100
	150 ml	2481200100
	200 ml	2482200100
Ansatz konisch (alle Größen)/ cannula cone end (all sizes)		2401376000
Ansatz oliv (alle Größen)/ cannula olive end (all sizes)		2402376100

