


Instrumente für die Resektoskopie 24/26CH




medizin-technik

 WENKERT



Instrumente für die Resektoskopie 24/26CH

Systemübersicht




Flyer Verzeichnis

- Seite 3 *Monopolare HF-Resektoskop-Elektroden*
- Seite 4 *Resektoskop Dauerspül- und Standardschäfte*
- Seite 5 *Sicht- und Standardobturatoren*
- Seite 6 *Arbeitselemente aktiv & passiv*
- Seite 7 *HF-Anschlusskabel*

Monopolare HF-Elektroden für die Resektoskopie 24/26CH

Kennfarbe GELB




Alle Monopolare HF-Elektroden sind mit den Resektoskopschäften sowie mit den Arbeitselementen der Größe 24/26CH kompatibel.

	<p>Schlingen - Elektrode 24CH gebogen 30°</p> <p>Art. Nr.: 100-200</p> <p>Draht Ø0,35mm</p>		<p>Koagulations- Kegel-Elektrode 24CH</p> <p>Art. Nr.: 100-208</p>
	<p>Schlingen - Elektrode 24CH gerade</p> <p>Art. Nr.: 100-202</p> <p>Draht Ø,35mm</p>		<p>Spiked Rollen Vapor Trode (blutarme Gewebeerddampfung)</p> <p>Art. Nr.: 100-215</p> <p>Rollen Ø 3mm</p>
	<p>Messer - Elektrode</p> <p>Art. Nr.: 100-203</p>		<p>Spiked Rollen Vapor Trode (blutarme Gewebeerddampfung)</p> <p>Art. Nr.: 100-216</p> <p>Rollen Ø 5mm</p>
	<p>Koagulations- Kugel-Elektrode 24CH</p> <p>Art. Nr.: 100-204</p> <p>Kugel Ø 3mm</p>		<p>Vaporisations - Rollen-Elektrode</p> <p>Art. Nr.: 100-217</p> <p>Rollen Ø 3mm</p>
	<p>Koagulations- Kugel-Elektrode 24CH</p> <p>Art. Nr.: 100-205</p> <p>Kugel Ø 5mm</p>		<p>Vaporisations- Rollen-Elektrode</p> <p>Art. Nr.: 100-218</p> <p>Rollen Ø 5mm</p>
	<p>Koagulations- Rollen-Elektrode 24CH</p> <p>Art. Nr.: 100-206</p> <p>Rollen Ø 3mm</p>		<p>Vaporisations - Band</p> <p>Art. Nr.: 100-228/30</p> <p>Banddicke 2mm</p>
	<p>Koagulations- Rollen-Elektrode 24CH</p> <p>Art. Nr.: 100-207</p> <p>Rollen Ø 5mm</p>		

Schäfte für die Resektoskopie 24/26CH

Kennfarbe GELB



Alle Resektoskopschäfte sind mit den Elektroden aus dem Bereich 24/26CH sowie mit den Arbeitselementen der Größe 24/26CH kompatibel.



Standardschaft 24CH

Art. Nr.: **100-115**



Standardschaft 24CH mit Zentralhahn

Art. Nr.: **100-150**



Dauerspülschaft 26CH

mit feststehendem Innenschaft & QUICK-LOCK Verriegelung

Art. Nr.: **100-120-QL**

100-121-QL (Innenschaft)
100-122-QL (Aussenschaft)
100-123 (Standard Obturator)
(Abb. siehe Seite 5)



Dauerspülschaft 26CH

mit drehbarem Innenschaft & QUICK-LOCK Verriegelung

Art. Nr.: **100-125-QL**

100-126-QL (Innenschaft)
100-127-QL (Aussenschaft)
100-123 (Standard Obturator)
(Abb. siehe Seite 5)

Obturatoren für die Resektoskopie 24/26CH

Kennfarbe GELB



Alle Obturatoren sind mit den Resektoskopschäften der Größe 24/26CH kompatibel. Die Sichtobturatoren sind für eine Ø4mm Optik mit einer Länge von 302mm und 30° Blickwinkel ausgelegt.



Sichtobturator 24/26CH
mit 6CH Instrumentenkanal

Art. Nr.: **100-137**



Sichtobturator 24/26CH

Art. Nr.: **100-139**



Obturator 24/26CH
mit beweglicher Spitze

Art. Nr.: **100-130-DG**



Standardobturator 24/26CH

Art. Nr.: **100-123**

Arbeitselemente für die Resektoskopie 24/26CH

Kennfarbe BLAU



Alle Arbeitselemente sind für eine Ø4mm Optik mit einer Länge von 302mm und 30° Blickwinkel ausgelegt. Ebenso sind sie mit den Elektroden aus dem Bereich 24/26CH sowie mit den Resektoskopschäften der Größe 24/26CH kompatibel.



Arbeitselement passiv

HF-Anschluss oben

Art. Nr.: **100-100-BL**



Arbeitselement aktiv

HF-Anschluss oben

Art. Nr.: **100-110-BL**



Arbeitselement passiv

HF-Anschluss oben

Art. Nr.: **100-100-NM**



Arbeitselement aktiv

HF-Anschluss unten

Art. Nr.: **100-110-NM**

HF-Anschlusskabel für die Resektoskopie



Alle HF-Anschlusskabel sind kompatibel mit den Resektoskop Arbeitselementen und den benannten HF-Endgeräten



HF-Anschlusskabel für Martin- und Aesculap Geräte

Art. Nr.: **100-250**

Durchmesser: 4mm
Gesamtlänge: 3m



HF-Anschlusskabel für ERBE Geräte ACC/ICC

Art. Nr.: **100-251**

Durchmesser: 5mm
Gesamtlänge: 3m



HF-Anschlusskabel für VALLEYLAB-BOVIE Geräte

Art. Nr.: **100-252**

Durchmesser: 5mm
Gesamtlänge: 3m