



HSW OcuPen

Präziser intraokularer Impfstoff-Applikator für Geflügel

Der HSW OcuPen ist ein speziell für die intraokulare Verabreichung von Impfstoffen bei Geflügel entwickeltes Gerät, das eine präzise und effektive Anwendung gewährleistet. Als Teil der HSW Geflügelgeräte-Serie sorgt der HSW OcuPen für eine exakte, effiziente Impfung und trägt maßgeblich zur Gesundheit und Produktivität von Geflügelbeständen bei.

● HOHE DOSIERGENAUIGKEIT

- angeschrägte Tropfspitze für optimale Tropfenbildung
- exakt ein Tropfen pro Betätigung (Dosierung: 30 µl / Tropfen)
- mindestens 1.000 Tropfen pro 30ml-Impfstofffläschchen

● KEIN WÄRMEÜBERTRAG AUF DEN IMPFSTOFF

- keine Beeinträchtigung der Impfstoffwirksamkeit dank oberhalb des Applikators positionierter Flasche

● ERGONOMISCHES DESIGN FÜR KOMFORTABLE ANWENDUNG

- optimale Flaschenposition für vollständige Entleerung
- geformte Griffflächen für maximalen Halt und Komfort
- leichtgängiger Auslöser für ermüdungsfreies Arbeiten

● LANGLEBIG UND NACHHALTIG

- Lebensdauer: bis zu 500.000 Anwendungen, Service nach 250.000 Anwendungen
- durch den Austausch von Produktkomponenten (Tropfspitze, Innenschlauch und Ventile) kann die Produktlebensdauer deutlich verlängert werden
- leichte Reinigung

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
8300064516	HSW OcuPen 30µl

