



Nr.	Bezeichnung	Description	Appellation	Art. No.	MOQ
1	Zylinderbehälter	Barrel sleeve	Tube de cylindre	8300016694	
2	Einschraubteil	Screw for front part	Écrou	8300016497	
3	Glaszylinder 5 ml	Glass barrel 5 cc	Cylindre en verre 5 ml	3005000348	
4	Druckfeder	Compressing spring	Ressort à pression	3000000280	10
5	O-Ring	Washer	Rondelle	3000000373	10
6	Vorderteil Luer-Lock	Front part Luer Lock	Embout Luer-Lock	8300016786	
7	O-Ring	Washer	Rondelle	3000000607	10
8	Universal-Flaschenaufsatz	Universal Bottle holder	Porte bouteille universelle	8300038325	
9	Set aus Universaladapttern (Ø 20mm, 30mm, 33mm)	Set Universal Adapters (Ø 20mm, 30mm, 33mm)	Set d'adaptateurs universels (Ø 20mm, 30mm, 33mm)	8300064969	
9a	Set aus Gewindeflaschenadapter, Schlauchadapter & Schlauch	Set of threaded bottle adapter, hose adapter & hose	Kit adaptateur pour bouteille fileté, adaptateur pour tuyau & tuyau en PVC	8300064970	
10	Dichtscheibe	Gasket	Rondelle étanche	8300034708	5

**Ersatzteilsets / Spare part sets / Set pièces de rechange**

11	Ersatzteilset vorderes Ventil	Spare part set front valve	Set pieces de rechange pour valve avant	8300064195	
12	Ersatzteilset hinteres Ventil	Spare part set back valve	Set pieces de rechange pour valve arrière	8300064197	