




**HENKE
SASS
WOLF**

HSW DRENCH-MATIC® 23 ml (silver model)
Ersatzteilliste / Spare part list 02/25

Gültig ab / valid
01.03.2025



Nr.	Bezeichnung	Description	Appellation	No.	MOQ
1	Überwurfmutter	Fixing screw	Écrou	8300017240	
2	Kunststoffzylinder 23 ml	Plastic barrel 23 ml	Cylindre plastique 23 ml	3623000517	
3	Schlauch 1,7 m lang	Tube length, 1,7 m	Tuyau, 1,7 m	3561750600	
4	Ansatz Luer-Lock	Nozzle Luer-Lock	Embout Luer-Lock	3600030619	
5	Ansatzrohr gebogen 11 cm	Drench nozzle 3,5"	Embout courbé 11 cm	3600003605	
-	Ansatzrohr gebogen 14 cm	Drench nozzle 5,5"	Embout courbé 14 cm	3600005605	
6	Feder f. Schlauch	Spring for tube	Ressort de traction pour tuyau	82139999	5

Ersatzteilsets / Spare part sets / Set pièces de rechange

-	Ersatzteilset klein - bestehend aus O-Ringen für Kolben (2 vorne, 1 hinten), O-Ring für Zylinderdichtung, O-Ring für Vorderteil, Kulissenstein sowie Ventil distal + Ventil proximal	Minor spare part set - consisting of O-rings for pistons (2 front, 1 rear), O-ring for cylinder seal, O-ring for front section, sliding block, one distal + one proximal valve	Set pièces de rechange petit - comprenant des joints toriques pour le piston (2 à l'avant, 1 à l'arrière), un joint torique pour le cylindre, un joint torique pour la partie avant, coulisse, une soupape distale, une soupape proximale	8300040465	
-	Ersatzteilset gross = Ersatzteilset klein + Zylinder	Major spare part set = Minor spare part set + Zylinder	Set pièces de rechange grand = Set de pièces de rechange petit + cylindre	8300040472	
-	Ersatzteilset Zugfeder - bestehend aus oben gelb markierten Komponenten	Spare part set Tension Spring - consisting of components marked in yellow above	Set pièces de rechange pour ressort de traction - composé des éléments marqués en jaune ci-dessus	8300064636	