

HSW DRENCH-MATIC®

10 ml / 23 ml / 30 ml

Automatische Selbstfüllerspritze zur oralen Anwendung
Seringue automatique pour une application orale

- Automatische Selbstfüllerspritze z.B. zur oralen Anwendung bei Schafen und Rindern sowie zum Drenchen des Tierbestandes
 - Auch als Injektionsspritze einsetzbar
 - Griffe aus hochfestem Aluminium-Druckguss - sehr hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
 - Einfache Handhabung und leichte Reinigung
 - Hochfester Plastikzylinder
 - Dosiermenge stufenlos einstellbar
 - Dosiergenauigkeit: Abweichung < 1 %
 - Befüllvorgang individuell mittels Federdruck einstellbar
 - Innovatives ergonomisches Design
 - Selbstschmierung durch Doppel-O-Ring
-
- Seringue automatique par ex. pour une application orale pour les moutons et les bœufs, et pour administrer des médicaments aux animaux
 - Utilisable également comme seringue d'injection
 - Poignées en aluminium coulé sous pression hautement résistant - très haute résistance malgré un poids faible
 - Maniement simple et nettoyage facile
 - Cylindre en plastique hautement résistant
 - Quantité de dosage réglable en continu
 - Précision de dosage: divergence < 1%
 - Procédé de remplissage réglable individuellement au moyen d'une pression de ressort
 - Design innovant et ergonomique
 - Autolubrification par double joint torique



Lieferumfang	Contenu de la livraison
HSW DRENCH-MATIC® komplett: 1 x Spritze 1 x Schlauch 1 x Ansatzrohr 11 cm	HSW DRENCH-MATIC® complet: 1 x seringue 1 x tuyau 1 x tuyau d'embase 11 cm

Ausführung Modèle	Vol/ml	Artikel-Nr. No. d'article
Drencher	10 ml	3610000550
	23 ml	3623000550
	30 ml	3030000550*

* Produkt entspricht gesonderter Abbildung (älteres Modell)
* Le produit correspond à une illustration séparée (modèle plus ancien)