



HSW ECO-MATIC®

Automatische Selbstfüllerspritze für
Injektionen, Drench- oder Pour-On Anwendungen

6 ml / 10 ml

Die HSW ECO-MATIC® 6 ML / 10 ML ist unser Allrounder für präzise und mühelose veterinärmedizinische Anwendungen. Ob Injektion, Drench oder Pour-On - diese automatisch, selbstnachfüllende Spritze passt sich Ihren Bedürfnissen an.



- **MAXIMALE KOMPATIBILITÄT FÜR HÖCHSTE FLEXIBILITÄT**

- Standardisierte Überwurfmutter zum einfachen Austausch von Nadeln und Nozzlen
- kompatibel mit einer Vielzahl von HSW Produkten
- verschiedene Adapter für verschiedene Flaschenformen und -größen
- Schlauchverbindung optional als Alternative verfügbar

- **BENUTZERKOMFORT UND EINFACHE INSTANDHALTUNG**

- ergonomisches und kompaktes Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- einfacher Austausch von Ventilen und O-Ringen

- **PRÄZISE DOSIERUNG FÜR ZUVERLÄSSIGE ANWENDUNGEN**

- genaue Dosierungseinstellung über das Dosierrad
- einstellbar in 0,5 ml Schritten, beginnend bei 0,5 ml

- **ROBUSTES DESIGN - LANGLEBIG IM EINSATZ**

- hochwertige Kunststoffspritze mit robustem Kunststoffzylinder

- **IN ZWEI VARIANTEN ERHÄLTlich**

- wähle zwischen „Back Bottle Mount Version“ and „Schlauch Version“

PRODUKT VIDEO



ZU UNSEREM



HSW ARTIKELNR.	ARTIKELBESCHREIBUNG
8300059185	HSW ECO-MATIC® 6 ml Injektor Back Bottle Mount Universal
8300059187	HSW ECO-MATIC® 10 ml Injektor Back Bottle Mount Universal
8300059213	HSW ECO-MATIC® 6 ml Drencher Schlauchversion
8300059215	HSW ECO-MATIC® 10 ml Drencher Schlauchversion
Die Tabelle stellt nur einen Auszug möglicher Kombinationen in Bezug auf Dosierung, Adapter und Frontteile dar.	