



ZUBEHÖR

HSW ECO-MATIC® 6 ML / 10 ML

PRODUKTVIDEO:



● ANSATZROHRE

Der Applikator verfügt über ein einheitliches Vorderteil, an welchem sowohl verschiedene Ansatzrohre für Drenchen und Pour-On, als auch ein Luer Lock Ansatz für Injektionskanülen angebracht werden können. Dieses einheitliche Vorderteil findet in einem Großteil der HSW Applikatoren Anwendung, sodass die Aufsätze zwischen diesen getauscht werden können (z.B. HSW ECO-MATIC® 6ml / 10ml, HSW ECO-MATIC® Drencher 12.5 ml / 30 ml, HSW DRENCH-MATIC®).

a) Drench Ansatzrohr (14 cm)
Artikelnr.: 3600005605

b) Drench Ansatzrohr (11 cm)
Artikelnr.: 3600003605

c) Pour-On Ansatzrohr, Plastik
Artikelnr.: 8300016387

d) Luer-Lock Ansatz
Artikelnr.: 3600030619

e) Ansatzrohr gerade, Metall
(Flachstrahldüse)
Artikelnr.: 8300006381



f) Ansatzrohr gerade, Plastik
(Flachstrahldüse)
Artikelnr.: 8300030096

g) Drench Ansatzrohr (7,5 cm)
Artikelnr.: 8300060734

● ADAPTER FÜR BACK BOTTLE MOUNT - VERSION



h) Universalflaschenhalter weiß Ø 20 mm

i) Universalflaschenhalter blau Ø 30 mm

j) Universalflaschenhalter grün Ø 33 mm

-> SET Universalflaschenadapter
(weiß, blau, grün) Artikelnr.: 8300064969

k) Gewindeflaschenadapter


l) Schlauchadapter Ø 4-6 mm

-> SET Gewinde- & Schlauchadapter + Schlauch
Artikelnr.: 8300064970

● FLASCHENANSCHLÜSSE (DRAW-OFF CAPS)

- m) Draw-off Cap weiß Ø 20 mm
- n) Draw-off Cap blau Ø 30 mm
- o) Draw-off Cap grün Ø 33 mm

-> SET Draw-Off Caps (weiß, blau, grün):
 Artikelnr.: 3600203033



● HSW FLASCHENHALTER

- Armmodell für 50 ml - 100 ml Flaschen
 Artikelnr.: 8300027748
- Armmodell für 250 ml Flaschen
 Artikelnr.: 8300027749
- Armmodell für 500 ml - 1000 ml Flaschen
 Artikelnr.: 8300027747
- Gürtel bzw. hängendes Modell*
 für 50 ml - 100 ml Flaschen
 Artikelnr.: 8300027746
- Gürtel bzw. hängendes Modell*
 für 250 ml Flaschen
 Artikelnr.: 8300027750
- Gürtel bzw. hängendes Modell*
 für 500 ml - 1000 ml Flaschen
 Artikelnr.: 8300027751



*Gürtel bzw. hängendes Modell kann am Gürtel befestigt werden oder um den Hals bzw. an der Schulter getragen werden (siehe Bild).

● Folgendes Zubehör ist bereits im Produkt-Lieferumfang enthalten:

HSW ARTIKELNR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	ENTHALTENDES ZUBEHÖR
8300059185	HSW ECO-MATIC® 6 ml Injektor Back Bottle Mount Universal	Luer Lock Ansatz: 3600030619 Set Universalflaschenhalter Ø 20mm, Ø 30mm, Ø 33mm: 8300064969
8300059187	HSW ECO-MATIC® 10 ml Injektor Back Bottle Mount Universal	Luer Lock Ansatz: 3600030619 Set Universalflaschenhalter Ø 20mm, Ø 30mm, Ø 33mm: 8300064969
8300059213	HSW ECO-MATIC® 6 ml Drencher Schlauchversion	Drench Ansatzrohr (11 cm): 3600003605
8300059215	HSW ECO-MATIC® 10 ml Drencher Schlauchversion	Drench Ansatzrohr (11 cm): 3600003605