

NEU! HSW ECO-MATIC® 6ml / 10ml

AUTOMATISCHE SELBSTFÜLLERSPRITZE FÜR INJEKTIONEN, DRENCH- ODER POUR-ON ANWENDUNGEN



FLEXIBILITÄT



Standardisierte Überwurfmutter zum einfachen Austausch von Nadeln, Nozzlen, Haken mit anderen Produkten aus dem HSW-Sortiment

Verschiedene Adapter für verschiedene Flaschenformen und -größen, sowie für Schläuche

BENUTZERFREUNDLICH

Ergonomisches und kompaktes Design
Einfacher Ventil- und O-Ring Service

DOSIEREINSTELLUNG

Exakte Dosierung anhand Dosierrad (0.5ml Schritte, von 0.5ml)

BESTÄNDIG

Hochwertig Kunststoffspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder

ZWEI SET-UPS

Flaschenhalterung am hinteren, beweglichen Griff (Back Bottle Mount) oder Schlauchversion

Artikelnummern

8300059185	HSW ECO-MATIC® 6ml Injektor Back Bottle Mount Universal
8300059187	HSW ECO-MATIC® 10ml Injektor Back Bottle Mount Universal
8300059213	HSW ECO-MATIC® 6ml Drencher Schlauchversion
8300059215	HSW ECO-MATIC® 10ml Drencher Schlauchversion

Die Tabelle stellt nur einen Auszug möglicher Kombinationen in Bezug auf Dosierung, Adapter und Frontteile dar.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Henke-Sass, Wolf GmbH
Keltenstraße 1
78532 Tuttlingen – Germany
Tel. +49 (0)7462 9466 - 0
E-Mail: info@henkesasswolf.de
www.henkesasswolf.de

PRODUKTVIDEO:

