



ZUBEHÖR

FÜR HSW ECO-MATIC® 6ml / 10ml

PRODUKTVIDEO:



ANSATZROHRE

Der Applikator verfügt über ein einheitliches Vorderteil, an welchem sowohl verschiedene Ansatzrohre für Drenchen und Pour-On, als auch ein Luer Lock Ansatz für Injektionskanülen angebracht werden können.

Dieses einheitliche Vorderteil findet in einem Großteil der HSW Applikatoren Anwendung, sodass die Aufsätze zwischen diesen getauscht werden können (z.B. HSW ECO-MATIC® 6ml / 10ml, HSW ECO-MATIC® DRENCHER 12,5ml / 30ml, HSW DRENCH-MATIC®).

a) Drench Ansatzrohr (14 cm)

Art.nr.: 3600005605

b) Drench Ansatzrohr (11 cm)

Art.nr.: 3600003605

c) Pour-On Ansatzrohr

Art.nr.: 8300016387

d) Luer-Lock Ansatz

Art.nr.: 3600030619

e) Ansatzrohr gerade, Metall (Flachstrahldüse)

Art.nr.: 8300006381



f) Ansatzrohr gerade, Plastik (Flachstrahldüse)

Art.nr.: 8300030096

g) Drench Ansatzrohr (7,5 cm)

Art.nr.: 8300060734

ADAPTER FÜR BACK BOTTLE MOUNT - VERSION



h) Universalflaschenhalter weiß Ø 20mm

Art.Nr.: 8300024134

i) Universalflaschenhalter blau Ø 30mm

Art.Nr.: 8300024136

j) Universalflaschenhalter grün Ø 33mm

Art.Nr.: 8300024137

k) Gewindeflaschenadapter


Art.Nr.: 8300016988

l) Schlauchadapter

Art.Nr.: 8300035585

FLASCHENANSCHLÜSSE

- m) Draw-Off Cap weiß Ø 20 mm
Art.nr.: 3600000020
- n) Draw-Off Cap blau Ø 30 mm
Art.nr.: 3600000030
- o) Draw-Off Cap grün Ø 33 mm
Art.nr.: 3600000033



HSW FLASCHENHALTER

- Armmodell für Flaschen 50 ml - 100 ml
Art.nr.: 8300027748
- Armmodell für Flaschen 250 ml
Art.nr.: 8300027749
- Armmodell für Flaschen 500 ml - 1000 ml
Art.nr.: 8300027747
- Gürtel bzw. hängendes Modell*
für Flaschen 50 ml - 100 ml
Art.nr.: 8300027746
- Gürtel bzw. hängendes Modell*
für Flaschen 250 ml
Art.nr.: 8300027750
- Gürtel bzw. hängendes Modell*
für Flaschen 500 ml – 1000 ml
Art.nr.: 8300027751



*Gürtel bzw. hängendes Modell kann wie gezeigt am Gürtel befestigt werden oder um den Hals bzw. an der Schulter getragen werden.

Folgendes Zubehör ist bereits im Produkt-Lieferumfang enthalten:

Artikelnummer	Name	Enthaltenes Zubehör
8300059185	HSW ECO-MATIC® 6ml Injektor Back Bottle Mount Universal	Luer-Lock Ansatz: 3600030619 Universalflaschenhalter Ø 20mm, Ø 30mm, Ø 33mm: 8300024134, 8300024136, 8300024137
8300059187	HSW ECO-MATIC® 10ml Injektor Back Bottle Mount Universal	Luer-Lock Ansatz: 3600030619 Universalflaschenhalter Ø 20mm, Ø 30mm, Ø 33mm: 8300024134, 8300024136, 8300024137
8300059213	HSW ECO-MATIC® 6ml Drencher Schlauchversion	Drench Ansatzrohr (11 cm): 3600003605
8300059215	HSW ECO-MATIC® 10ml Drencher Schlauchversion	Drench Ansatzrohr (11 cm): 3600003605