

HSW ECO-MATIC®

1 ml / 2 ml / 5 ml

Automatische Selbstfüllerspritze mit Gewindeflaschenaufsatz zur oralen Anwendung
Seringues automatique avec embase pour flacon de fil pour une application orale

- Kompakter Kunststoff-Drencher zur Anwendung mit 28 mm Gewindeflaschen
 - Verschleißfreier Luer Lock Ansatz aus Metall
 - Präzise und stufenlose Dosiereinstellung
 - Außergewöhnlich in Preis und Leistung
 - Ergonomisches Design
 - Einfache Handhabung
 - Sichere Flaschenaufnahme
 - Mit Gewindeflaschenadapter und Spike
-
- Pistolet droguer compacte pour une utilisation avec bouteilles de fil 28 mm
 - Embase Luer Lock en métal
 - Réglage du dosage précis et en continu
 - Exceptionnel dans son prix et dans sa performance
 - Design ergonomique
 - Facile à utiliser
 - Siège de bouteilles sécurisée
 - Avec bouchon à vis et pic



Ansatzrohr separat erhältlich, s. Zubehör S.29
Nozzle vendu séparément, voir Accessoires p.29

Lieferumfang

HSW ECO-MATIC® komplett:
1 x Spritze
1 x Gewindeflaschenadapter

Contenu de la livraison

HSW ECO-MATIC® complet:
1 x seringue
1 x adaptateur pour flacon de fil

Ausführung Modèle

Luer Lock

Vol/ml

1 ml
2 ml
5 ml

Artikel-Nr. No. d'article

8300018607
8300015213
8300018605



Gewindeflaschen in verschiedenen Größen erhältlich: Bouteilles de fil disponibles en différentes tailles:

Ausführung Modèle

Kunststoffflasche
bouteille en plastique

Vol/ml

100 ml
250 ml
500 ml

Artikel-Nr. No. d'article

8300019266
8300019267
8300017875

Deckel separat erhältlich /
Capuchon vendu séparément:

8300017876

