

TU FLEX-MASTER

10 ml / 20 ml / 30 ml / 50 ml

VERSION A / B – für einfache Dosierung / für genaue Dosiergaben

VERSION A / B – pour un dosage plus facile / pour plus de précision

VERSION A

- Verstellbare Kunststoffspritze gefertigt aus TPX
- Leicht ablesbare Dosierskala auf dem Zylinder
- Schrittweise Dosierungsanzeige
- Austauschbarer Luer Lock aus Edelstahl
- Passender Drench-Ansatz als Zubehör lieferbar
- Spritze auskochbar zur Desinfektion
- Einzel verpackt mit Ersatzteilset
- Markante Einzelverpackung
- Seringue ajustable de TPX
- Echelle ostensible sur le cylindre
- Indication du dosage graduelle
- Luer Lock en acier inoxydable changeable
- Tuyau d'embase approprié disponible en tant qu'accessoire
- Seringue peut être bouillie à titre de désinfection
- Emballée individuellement avec jeu de pièces de rechange
- Emballage distinctif

VERSION B

- Merkmale / Vorteile wie Version A
- Dosierungsvolumen auch auf der Kolbenstange ablesbar
- Dosierschraube zur Einstellung des Dosiervolumens auf einen gewünschten Wert
- Mêmes caractéristiques et avantages comme la version A
- Indication du volume du dosage aussi sur la tige de piston
- Tige de piston avec vis pour ajustage du volume de dosage désiré



VERSION A – für einfache Dosierung
VERSION A - pour un dosage plus facile



VERSION B – für genaue Dosiergaben
VERSION B - pour plus de précision



VERSION A - für einfache Dosierung
VERSION A - pour un dosage plus facile

Artikel-Nr.
No. d'article

	Vol/ml	Artikel-Nr. No. d'article
Luer Lock	10 ml	8300028713
	20 ml	8300028716
	30 ml	8300028719
	50 ml	8300028722



VERSION B – für genaue Dosiergaben
VERSION B – pour plus de précision

Artikel-Nr.
No. d'article

	Vol/ml	Artikel-Nr. No. d'article
Luer Lock	10 ml	8300028726
	20 ml	8300028729
	30 ml	8300028733
	50 ml	8300028736



Zubehör
Accessoires

Artikel-Nr.
No. d'article

Ansatzrohr TU FLEX-MASTER A / B	10 cm	8300027273
Tuyau d'embase TU FLEX-MASTER A / B (Kann aufgeschraubt werden / peut être visée)		

