



DIE NEUE, HANDLICHE ART DER NADELLOSEN INTRAMUSKULÄREN INJEKTION BEI FERKELN

- Effizient** Optimale Impfergebnisse dank direkter Rückmeldung bei jeder Injektion durch LED-Signale auf beiden Seiten des Gerätes
- Präzise** Höchste Dosiergenauigkeit durch eine integrierte Sensorsteuerung, die Luft im Flüssigkeitskreislauf erkennt und meldet
- Nutzerfreundlich** Plug-and-Play, Akku einsetzen und loslegen
- Fortgeschritten** Einfache Einrichtung, Wartung und Reinigungsverfahren für lange Lebensdauer und höchste Biosicherheitsstandards
- Smart** Integriertes Bluetooth ermöglicht die Auswertung von Impfdaten nach der Anwendung (EPIG® App benötigt)
- Robust** Widerstandsfähige Komponenten aus medizintechnischer Qualität gewährleisten Staub- und Wasserdichtigkeit
- Vielseitig** Dosierung einstellbar auf 1 ml und 2 ml, Flaschengrößen 20 ml bis 500 ml, kompatibel mit den meisten intramuskulären Impfstoffen
- Ausgefeilt** Erhöhung der Impfqualität und des Tierwohls bei gleichzeitiger Reduzierung von Kreuzkontaminationen

Artikelnummer:

8300052120 – EPIG® Gerät (inkl. 2 Batterien und Zubehör-Set)

Verwendungszweck: Impfung von Ferkeln, vom Absetzen bis zum Ende der Aufzucht (max. 12 Wochen alt)

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
Henke-Sass, Wolf GmbH
Kelttenstraße 1
78532 Tuttlingen – Deutschland

Tel. +49 (0)7462 9466 - 0
E-Mail: info@henkesasswolf.de
www.henkesasswolf.de

