

# HSW HENKE-JECT®

## Einmalkanülen Aiguilles à usage unique



- Hervorragende Qualität, welche auch in der Humanmedizin verwendet wird
- Rostfreier Stahl nach ISO 9626
- Mit langem oder kurzem Schliff erhältlich
- Ansatz aus transparentem Polypropylen
- Schutzkappe aus Polypropylen
- Meist dünnwandiges, silikonisiertes Kanülenrohr
- Steril, pyrogenfrei und nicht toxisch
- 5 Jahre Verfallszeit bei steriler Ware

- Excellente qualité, qui est également utilisée dans la médecine humaine
- Acier inoxydable selon ISO 9626
- Disponible avec une surface polie longue ou courte
- Embase en polypropylène transparent
- Capuchon de protection en polypropylène
- Tubes d'aiguille siliconé à paroi généralement mince
- Stérile, sans pyrogène et non toxique
- Date d'expiration: 5 ans pour aiguilles stériles

### Standardprogramm der lieferbaren Einmalkanülen HENKE-JECT® Programme standard des aiguilles à usage unique HENKE-JECT®

Abmessungen Dimensions	Farb-Code Code Couleur	Artikel-Nr. No. d'article	Abmessungen Dimensions	Farb-Code Code Couleur	Artikel-Nr. No. d'article
0,30 x 13 mm 30G x 1/2"	13/03	4710003012	0,90 x 50 mm 20 G x 2"	50/09	4710009050
0,40 x 13 mm 27G x 1/2"	13/04	4710004012	1,10 x 25 mm 19 G x 1"	25/11	4710011025
0,40 x 20 mm 27G x 3/4"	20/04	4710004020	1,10 x 30 mm 19 G x 1 1/4"	30/11	4710011030
0,45 x 13 mm 26G x 1/2"	-/-	4710004512	1,10 x 38 mm 19 G x 1 1/2"	38/11	4710011040
0,45 x 25 mm 26G x 1"	-/-	4710004525	1,10 x 50 mm 19 G x 2"	50/11	4710011050
0,50 x 16 mm 25G x 5/8"	16/05	4710005016	1,20 x 6 mm 18 G x 1/4"	06/12	8300018621
0,50 x 25 mm 25 G x 1"	25/05	4710005025	1,20 x 13 mm 18 G x 1/2"	13/12	8300018619
0,55 x 25 mm 24G x 1"	-/-	4710005525	1,20 x 25 mm 18 G x 1"	25/12	4710012025
0,60 x 25 mm 23G x 1"	25/06	4710006025	1,20 x 30 mm 18 G x 1 1/4"	30/12	4710012030
0,60 x 30 mm 23G x 1 1/4"	30/06	4710006030	1,20 x 38 mm 18 G x 1 1/2"	38/12	4710012040
0,70 x 25 mm 22G x 1"	25/07	4710007025	1,20 x 50 mm 18 G x 2"	50/12	4710012050
0,70 x 30 mm 22G x 1 1/4"	30/07	4710007030	1,40 x 20 mm 17 G x 3/4"	20/14	8300010234
0,70 x 38 mm 22G x 1 1/2"	38/07	4710007040	1,40 x 50 mm 17 G x 2"	50/14	4710015050
0,80 x 10 mm 21G x 3/8"	10/08	8300014301	1,60 x 13 mm 16 G x 1/2"	13/16	8300018620
0,80 x 16 mm 21G x 5/8"	16/08	4710008016	1,60 x 25 mm 16 G x 1"	25/16	4710016025
0,80 x 25 mm 21G x 1"	25/08	4710008025	1,60 x 38 mm 16 G x 1 1/2"	38/16	4710016040
0,80 x 38 mm 21G x 1 1/2"	50/08	4710008040	1,65 x 25 mm 16 G x 1"	-/-	8300021963
0,80 x 50 mm 21G x 2"	50/08	4710008050	1,80 x 38 mm 15 G x 1 1/2"	38/18	4710018040
0,90 x 6 mm 20G x 1/4"	06/09	8300018622	1,80 x 50 mm 15 G x 2"	50/18	4710018050
0,90 x 13 mm 20G x 1/2"	13/09	8300018623	2,10 x 38 mm 14 G x 1 1/2"	38/21	8300013707
0,90 x 16 mm 20G x 5/8"	16/09	8300010721	2,10 x 60 mm 14 G x 2 1/2"	60/21	8300021960
0,90 x 25 mm 20G x 1"	25/09	4710009025	2,10 x 80 mm 14 G x 3"	80/21	8300021961
0,90 x 38 mm 20 G x 1 1/2"	38/09	4710009040			

Weitere Kanülengrößen sind auf spezielle Anfrage erhältlich/  
D'autres tailles d'aiguille sont disponibles sur demande particulière

