

HSW HENKE-JECT® Insulinspritzen

0,5 ml / 1 ml

HSW HENKE-JECT® Seringues à insuline

- Kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala
- Kolben, Kolbenstopfen und Zylinder bestehend aus Polypropylen
- Mit integrierter Kanüle
- Pyrogen- und PVC-frei
- Latexfrei
- Nicht toxisch
- Zertifiziert gemäß ISO 9626 / Amd 1:2001 und ISO 8537:2007
- Doppelter Dichtring für zusätzliche Sicherheit
- Cylindre clair et échelle ostensible
- Piston, bouchon-piston et cylindre constitué par le polypropylène
- Avec une aiguille intégrée
- Sans pyrogène et PVC
- Sans latex
- Non toxiques
- Certifié selon ISO 9626 / Amd 1:2001 et ISO 8537:2007
- Double bague d'étanchéité pour plus de sécurité



Version Modèle	Vol/ml	Artikel-Nr. No. d'article
0,5ml INS 40IU 29Gx1/2"	0,5 ml	8300034658
1ml INS 40IU 29Gx1/2"	1 ml	8300034660



Spritzen der Größe 0,5 ml werden im sterilen Polybeutel (à 10 St.) ausgeliefert.
Spritzen der Größe 1 ml werden in einer Blister-Verpackung ausgeliefert.

Seringues de taille 0,5 ml sera livré dans un polybag stérile (à 10 pièces).
Seringues de taille 1 ml sera livré dans un emballage blister.

