



# HSW B-MATIC

mit Schlauchanschluss oder Universal Flaschenadapter

0.5 ml / 1 ml / 2 ml

Die HSW B-MATIC ist eine AUTOMATISCHE SELBSTAUFZIEHENDE SPRITZE FÜR INJEKTIONEN zur Anwendung bei verschiedenen Tierarten. Sie vereint die Vorteile der HSW ECO-MATIC® und HSW UNI-MATIC®, bietet ergonomischen Komfort, universelle Kompatibilität sowie eine präzise, einstellbare Dosierung für flexible Anwendungen.

## ● VIELSEITIGE UND FLEXIBLE ANWENDUNG

- für verschiedene Spezies optimiert, um einen breiten Einsatzbereich zu gewährleisten
- Spritze ist universell einsetzbar (Schlauchanschluss und/oder Universal Flaschenadapter)
- kann mit verschiedenen Zylindern, Universaladaptern und Schläuchen kombiniert werden

## ● KOMPATIBEL UND ANPASSBAR


- Zylinder/Vorderteil ist kompatibel mit der bestehenden HSW ECO-MATIC® Linie und gewährleistet somit maximale Flexibilität
- breite Palette an Zubehör ermöglicht individuelle Anpassung und vielseitige Nutzung der Spritze

## ● ERGONOMISCHES DESIGN, WELTBERÜHMTE FORM

- weltbekannte ergonomische Form der HSW B-MATIC bietet maximalen Benutzerkomfort
- Kombination von zwei bewährten HSW-Produkten (HSW ECO-MATIC® and HSW UNI-MATIC®): Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und Kompetenz!

## ● EINSTELLBARE DOSIERUNG

- flexibel einstellbare Dosierung für präzise Anwendungen



HSW Artikelnr.	ARTIKELBESCHREIBUNG
8300062938	HSW B-MATIC 0.5 ML LL mit Flaschenadapter
8300062936	HSW B-MATIC 1 ML LL mit Flaschenadapter
8300062933	HSW B-MATIC 2 ML LL mit Flaschenadapter
8300064816	HSW B-MATIC 0.5 ML LL mit Schlauch
8300064815	HSW B-MATIC 1 ML LL mit Schlauch
8300064814	HSW B-MATIC 2 ML LL mit Schlauch
8300064809	HSW B-MATIC 0.5 ML LL UNIVERSAL VERSION*
8300064808	HSW B-MATIC 1 ML LL UNIVERSAL VERSION*
8300064806	HSW B-MATIC 2 ML LL UNIVERSAL VERSION*

\* inkl. Universal Flaschenadapter, Schlauchadapter und 1,5 m Schlauch