

# HSW ECO-MATIC® 0,3 ml / 0,5 ml / 1 ml / 2 ml / 5 ml

Automatische Selbstfüllerspritze zur Injektion mit Universaladapter-Set  
Seringue automatique pour injection avec set d'adaptateurs universels

- Farbcodes der Flaschenadapter für leichteres Erkennen und Zuordnen der verschiedenen Größen zur Medikamentenflasche
  - Einfache Montage, strapazierfähiges Design, sichere und zuverlässige Flaschenbefestigung
  - Für den Gebrauch aller Medikamentenflaschen verschiedener Größen und Formen (10, 50, 100, 200, 250 oder 500 ml und größer), abhängig vom verwendeten Adapter: Weiß 20 mm, blau 30 mm, grün 33 mm
- 
- Code de couleur des adaptateurs de bouteille pour identification et classification facile des tailles différentes des bouteilles de médicament
  - Montage facile, design résistant, fixation de bouteille sûre et fiable
  - Pour l'usage de toutes les bouteilles de médicament de tailles et formes différentes (10, 50, 100, 200, 250 ou 500 ml et plus grandes), dépendant de l'adaptateur utilisé : blanc 20 mm, bleu 30 mm, vert 33 mm



## Lieferumfang

### HSW ECO-MATIC® komplett:

1 x Spritze  
1 x Universal Flaschenadapter Ø 20 mm  
1 x Universal Flaschenadapter Ø 30 mm  
1 x Universal Flaschenadapter Ø 33 mm

## Contenu de la livraison

### HSW ECO-MATIC® complet:

1 x seringue  
1 x adaptateur universel Ø 20 mm  
1 x adaptateur universel Ø 30 mm  
1 x adaptateur universel Ø 33 mm



## Ausführung

### Modèle

Luer Lock

### Vol/ml

0,3 ml (0,1 ml - 0,3 ml)  
0,5 ml (0,1 ml - 0,5 ml)  
1 ml (0,1 ml - 1,0 ml)  
2 ml (0,2 ml - 2,0 ml)  
5 ml (0,5 ml - 5,0 ml)

### Artikel-Nr.

#### No. d'article

8300026241  
8300037027  
8300026242  
8300026243  
8300026244

### Gewinde

filet

0,3 ml (0,1 ml - 0,3 ml)  
1 ml (0,1 ml - 1,0 ml)  
2 ml (0,2 ml - 2,0 ml)  
5 ml (0,5 ml - 5,0 ml)

8300029279  
8300029280  
8300029281  
8300029282

