

HSW ECO-MATIC® 0,3 ml / 0,5 ml / 1 ml / 2 ml / 5 ml

Automatische Selbstfüllerspritze zur Injektion mit Universaladapter-Set
Seringue automatique pour injection avec set d'adaptateurs universels

- Farbcodes der Flaschenadapter für leichteres Erkennen und Zuordnen der verschiedenen Größen zur Medikamentenflasche
 - Einfache Montage, strapazierfähiges Design, sichere und zuverlässige Flaschenbefestigung
 - Für den Gebrauch aller Medikamentenflaschen verschiedener Größen und Formen (10, 50, 100, 200, 250 oder 500 ml und größer), abhängig vom verwendeten Adapter: Weiß Ø 20 mm, blau Ø 30 mm, grün Ø 33 mm
-
- Code de couleur des adaptateurs de bouteille pour identification et classification facile des tailles différentes des bouteilles de médicament
 - Montage facile, design résistant, fixation de bouteille sûre et fiable
 - Pour l'usage de toutes les bouteilles de médicament de tailles et formes différentes (10, 50, 100, 200, 250 ou 500 ml et plus grandes), dépendant de l'adaptateur utilisé : blanc Ø 20 mm, bleu Ø 30 mm, vert Ø 33 mm



| Lieferumfang | Contenu de la livraison |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| HSW ECO-MATIC® komplett: | HSW ECO-MATIC® complet: |
| 1 x Spritze | 1 x seringue |
| 1 x Universal Flaschenadapter Ø 20 mm | 1 x adaptateur universel Ø 20 mm |
| 1 x Universal Flaschenadapter Ø 30 mm | 1 x adaptateur universel Ø 30 mm |
| 1 x Universal Flaschenadapter Ø 33 mm | 1 x adaptateur universel Ø 33 mm |



| Ausführung | Vol/ml | Artikel-Nr. |
|------------------|--------------------------|---------------|
| Modèle | | No. d'article |
| Luer Lock | 0,3 ml (0,1 ml - 0,3 ml) | 8300026241 |
| | 0,5 ml (0,1 ml - 0,5 ml) | 8300037027 |
| | 1 ml (0,1 ml - 1,0 ml) | 8300026242 |
| | 2 ml (0,2 ml - 2,0 ml) | 8300026243 |
| | 5 ml (0,5 ml - 5,0 ml) | 8300026244 |
| Gewinde filet | 0,3 ml (0,1 ml - 0,3 ml) | 8300029279 |
| | 1 ml (0,1 ml - 1,0 ml) | 8300029280 |
| | 2 ml (0,2 ml - 2,0 ml) | 8300029281 |
| | 5 ml (0,5 ml - 5,0 ml) | 8300029282 |

