

HSW FERRO-MATIC®

3 ml / 5 ml

Automatische Selbstfüllerspritze zur Injektion
Seringue automatique pour injection

- Metall-Glasausführung
- Hochfeste Kolbenstange
- Servicefreundlich durch einfache Montage
- Präzise und stufenlose Dosiereinstellung
- Universal Flaschenadapter für Flaschenhals Ø 20 mm und Ø 30 mm
- Flaschenaufsatz mit HSW UNI-MATIC® austauschbar
- Hohe Qualität für lange Lebensdauer
- Modèle en verre et en métal
- Colonne de piston hautement résistante
- Facilité de service grâce à un montage simple
- Réglage du dosage précis et en continu
- Adaptateur universel pour goulot Ø 20 mm et Ø 30 mm
- Embase de flacon échangeable avec HSW UNI-MATIC®
- Haute qualité pour une durée de vie prolongée



Lieferumfang

HSW FERRO-MATIC® komplett:
1 x Spritze
1 x Universal Flaschenadapter Ø 20 mm
1 x Universal Flaschenadapter Ø 30 mm

Contenu de la livraison

HSW FERRO-MATIC® complet:
1 x seringue
1 x adaptateur universel Ø 20 mm
1 x adaptateur universel Ø 30 mm



Ausführung Modèle

Luer Lock

Gewinde
filet

Vol / ml

3 ml

5 ml

3 ml

5 ml

Artikel-Nr. No. d'article

3003030470

3005030470

3003050470

3005050470

Zubehör

Accessoires

Flaschenhalter aus Metall für Glasflaschen
Porte-bouteilles en métal pour flacons en verre

Artikel-Nr. No. d'article

3000000471

