

HSW Flaschenhalter

HSW Porte-bouteille

Flaschenhalter aus Neopren / Porte-bouteille fabriquée de néoprène

- Schutz der Medikamentenflaschen
 - Verringerung von Temperaturschwankungen
 - Schutz von Glasflaschen vor Stößen
 - Schutz des Impfstoffes vor schädlichen UV-Strahlen
 - Einfache und bequeme Verwendung während des Impfprozesses
-
- Protection de bouteilles de médicament
 - Réduction de fluctuations de température
 - Protection de bouteilles de verre contre des chocs
 - Protection du vaccin contre des rayons UV nuisibles
 - Usage simple et confortable pendant le processus de vaccination



Die HSW Flaschenhalter sind in verschiedenen Modellen und Größen erhältlich:
Les portes-bouteilles de HSW sont disponibles en modèles et tailles différentes:

Armmodell für Flaschen 50-100 ml Modèle de bras pour bouteilles 50-100 ml	8300027748
Armmodell für Flaschen 250 ml Modèle de bras pour bouteilles 250 ml	8300027749
Armmodell für Flaschen 500-1000 ml Modèle de bras pour bouteilles 500-1000 ml	8300027747
Gürtel bzw. hängendes Modell* für Flaschen 50-100 ml Modèle de ceinture/suspendu* pour bouteilles 50-100 ml	8300027746
Gürtel bzw. hängendes Modell* für Flaschen 250 ml Modèle de ceinture/suspendu* pour bouteilles 250 ml	8300027750
Gürtel bzw. hängendes Modell* für Flaschen 500-1000 ml Modèle de ceinture/suspendu* pour bouteilles 500-1000 ml	8300027751



Alle Teile (seitlich, Boden, Kanülenhalter etc.) sind für zusätzliche Stabilität und Sicherheit genäht, nicht geklebt.

Tous les parts (latéraux, sol, support d'aiguille etc.) sont cousus pas seulement collés

*Gürtel bzw. hängendes Modell kann wie gezeigt am Gürtel befestigt werden oder um den Hals bzw. an der Schulter getragen werden

*Modèle de ceinture/suspendu peut être fixé à la ceinture comme montré ou autour du cou respectivement peut être porté sur l'épaule

