

HSW HENKE-JECT® TBC

2 ml

Dosierspritze zur Tuberkulinisierung
Seringue doseuse pour l'application de la tuberculose

- Durchsichtiger Glaszylinder zur visuellen Verifikation
 - Ergonomisches Design bei geringem Gewicht durch Kombination aus Metall und Kunststoff
 - 2 ml Zylinder, 0,1 ml pro Hebelzug
 - Sicherer und einfacher Kanülenwechsel durch einen Luer Lock Ansatz
 - Einfacher Service durch geringe Anzahl an Einzelteilen
 - Auskochbar
-
- Cylindre en verre pour une vérification visuelle
 - Design ergonomique avec un poids faible par une combinaison de métal et de plastique
 - Cylindre 2 ml avec 0,1 ml par palan à levier
 - Échange des aiguilles sûr et facile par un Luer Lock
 - Service facile en raison d'un faible nombre de pièces individuelles
 - Peut être bouilli




Lieferumfang

HSW HENKE-JECT® TBC komplett:
1 x Spritze

Contenu de la livraison

HSW HENKE-JECT® TBC complet:
1 x seringue



Ausführung Modèle

Luer Lock

Vol/ml

2 ml

Artikel-Nr. No. d'article

2118000080



Zubehör Accessoires

HSW-ECO® Kanüle /
Aiguille HSW-ECO®

0,7 x 4 mm 22 G x 1/8"

Artikel-Nr. No. d'article

8021070046

