

# HSW MICRO-MATIC®

# 0,025 ml / 0,05 ml / 0,1 ml

Automatische Selbstfüllerspritze für Mikro-Injektionen  
Seringue automatique pour micro-injections

- Exakte Dosierung kleinster Injektionseinheiten möglich (0,025 ml / 0,05 ml / 0,1 ml)
- Entwickelt zur Applikation von bis zu zwei verschiedenen Medikamenten / Impfstoffen mit nur einer Kanüle
- Das ergonomische, anwenderfreundliche Design ermöglicht eine einfache Handhabung mit minimaler Handermüdung, auch bei kleinen Dosiermengen
- Hochfeste Materialien
- Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer, auch bei Einsatz bzw. Kontakt mit Salzwasser
- Mechanischer Zähler 0 – 999.999 (danach automatischer Reset)
- Dosage exact des quantités d'injection les plus petites est possible (0,025 ml / 0,05 ml / 0,1 ml)
- Développé pour l'application de jusqu'à deux médicaments / vaccins différents avec une seule aiguille
- Le design ergonomique et pratique fait possible une manutention avec une fatigue de la main minimale, également en ce qui concerne des quantités de dosage petites
- Haute résistance et longue durabilité, également en ce qui concerne l'application respectivement le contact avec de l'eau salée
- Matériaux hautement résistants
- Compteur mécanique 0 – 999.999 (ensuite réinitialisation automatique)



#### Lieferumfang (Double)

- 1 x Spritze inkl. mechanischem Zähler
- 2 x Silikonschlauch 1,5 m
- 1 x Ersatzteil-Set
- 1 x Needle Guard

#### Contenu de la livraison (Double)

- 1 x Seringue avec compteur mécanique
- 2 x tuyau de silicone 1,5 m
- 1 x kit de pièces de rechange
- 1 x garde d'aiguille

#### Lieferumfang (Single)

- 1 x Spritze inkl. mechanischem Zähler
- 1 x Silikonschlauch 1,5 m
- 1 x Ersatzteil-Set
- 1 x Needle Guard

#### Contenu de la livraison (Single)

- 1 x Seringue avec compteur mécanique
- 1 x tuyau de silicone 1,5 m
- 1 x kit de pièces de rechange
- 1 x garde d'aiguille

		Artikel-Nr. No. d'article
HSW MICRO-MATIC® Double	0,05 / 0,025 ml	8300054350
HSW MICRO-MATIC® Double	0,05 / 0,05 ml	8300054349
HSW MICRO-MATIC® Double	0,1 / 0,05 ml	8300054347
HSW MICRO-MATIC® Double	0,1 / 0,1 ml	8300054348
HSW MICRO-MATIC® Single	0,05 ml	8300054345
HSW MICRO-MATIC® Single	0,1 ml	8300054346



Double

Single

#### Extra kurze Kanüलगrößen

- HSW-ECO®
- HSW-ECO®
- HSW-ECO®
- HSW-ECO®
- HSW-ECO®

#### Tailles d'aiguille extra courtes

- 0,70 x 3 mm = 22G x 1/8"
- 0,70 x 4 mm = 22G x 1/8"
- 0,60 x 3 mm = 23G x 1/8"
- 0,60 x 4 mm = 23G x 1/8"
- 0,60 x 5 mm = 23G x 1/5"

Kanülen auf Seite 35

Aiguilles voir page 35

