

HSW MULTI-MATIC®

25 ml / 50 ml

Dosierspritze für Reihenimpfungen
Seringue doseuse pour des vaccinations en série

- Griffe aus hochfestem Aluminium-Druckguss
 - sehr hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
 - Hochfester Kunststoffzylinder
 - mit Metallkanülenansatz
 - biokompatibel – autoklavierbar (134 °C / 273 °F)
 - beständig gegen alle bekannten Medikamente
 - UV-beständig und bruchsicher
 - Höchste Dosiergenauigkeit
 - Toleranz < 1%
 - Einfache Dosierung
 - mittels Dosierrad 0,5-2,5 ml (25 ml) bzw. 1-5 ml (50 ml)
 - Servicefreundlich durch einfache Demontage
 - nur wenige Ersatzteile notwendig
 - Ergonomisches Design, einfachste Handhabung
-
- Poignées en aluminium coulé sous pression hautement résistant
 - très haute résistance malgré un poids faible
 - Cylindre en plastique hautement résistant
 - avec embase de canule en métal
 - biocompatible – autoclavable (134 °C/273 °F)
 - résistant à tous les médicaments connus
 - résistant aux rayons UV et incassable
 - Précision de dosage maximale
 - Tolérance < 1%
 - Dosage simple
 - au moyen d'une molette de dosage 0,5-2,5 ml (25 ml) ou 1-5 ml (50 ml)
 - Simple à maintenir grâce à un démontage simple
 - seulement peu de pièces de rechange sont nécessaires
 - Design ergonomique, maniement très simple



Lieferumfang

HSW MULTI-MATIC® komplett:
1 x Spritze

Contenu de la livraison

HSW MULTI-MATIC® complet:
1 x seringue

Ausführung
Modèle

Vol / ml

Artikel-Nr.
No. d'article

Luer Lock

25 ml
50 ml

3625030051
3650030051

Gewinde
filet

25 ml
50 ml

3625050050
3650050050