

# HSW ROUX-REVOLVER®

## 10 ml / 30 ml / 50 ml

Dosierspritze für Reihenimpfungen  
Seringue doseuse pour des vaccinations en série

- Metall-Glasausführung
  - Spannbarer Kolben
  - Komplette Spritze zerlegbar
  - Einfache Dosiereinstellung mittels Dosierrad
  - Hohe Qualität für lange Lebensdauer
  - Seit Jahrzehnten bewährtes Design
- 
- Modèle en verre et en métal
  - Piston extensible
  - Seringue complètement démontable
  - Réglage du dosage simple à l'aide de la molette de dosage
  - Haute qualité pour une durée de vie prolongée
  - Design éprouvé depuis des décennies

Lieferumfang / Contenu de la livraison

HSW ROUX-REVOLVER® komplett:  
1 x Metallpistole

HSW ROUX-REVOLVER® complet:  
1 x pistolet en métal



Dosierung 1 ml – 5 ml (in 1 ml Schritten) / Dosage 1 ml – 5 ml (dans les étapes 1 ml)

Ausführung Modèle	Vol/ ml	Artikel-Nr. No. d'article
Luer Lock	30 ml	3030030072
	50 ml	3050030072
Gewinde filet	30 ml	3030050072
	50 ml	3050050072

Dosierung 0,5 ml – 2,5 ml (in 0,5 ml Schritten) / Dosage 0,5 ml – 2,5 ml (dans les étapes 0,5 ml)

Luer Lock	30 ml	3030030080
Gewinde filet	30 ml	3030050080

Dosierung 0,25 ml, 0,5 ml, 1 ml / Dosage 0,25 ml, 0,5 ml, 1 ml

Luer Lock	10 ml	3010030072
Gewinde filet	10 ml	3010050072

Verlängerung starr für 30 ml Version/ Rallonge rigide pour la version 30 ml	57 cm	3099000238
Verlängerung starr für 50 ml Version/ Rallonge rigide pour la version 50 ml	63 cm	3099000239
Verlängerung flexibel für alle Versionen Rallonge flexible pour toutes les versions		
Luer Lock – Luer Lock	29 cm	3099000030
Gewinde – Gewinde/filet – filet	29 cm	3099000050

