


HSW SAFE-MATIC®

2 ml

Automatische Selbstfüllerspritze für Injektionen als Sicherheitsspritze
Seringue automatique pour injection en toute sécurité

- 3-Schritt-Sicherheitsmechanismus, welcher unbeabsichtigte Selbstinjektionen verhindert
- Geeignet für die meisten Medikamente, welche für den Anwender schädlich sein können
- Universelle Anwendung mit Flasche oder Schlauch
- Einfacher und schneller Austausch der Medikamentenflaschen (50 ml / 100 ml)
- Robustes Design mit verschleißfreiem Präzisionsmetallkolben aus Edelstahl
- Dosierung fix auf 2ml eingestellt (nicht veränderbar)
- Mécanisme de sécurité à 3 étapes permettant de prévenir une auto-injection involontaire
- Approprié pour la plupart des médicaments qui peuvent être nuisibles pour l'utilisateur
- La seringue est utilisable de manière universelle avec le flacon ou le tuyau
- Echange simple et rapide de flacons de médicament (50 ml / 100 ml)
- Piston en métal précis et inusable
- Dosage réglé sur 2 ml (non modifiable)



Lieferumfang

HSW SAFE-MATIC® komplett:
1 x Spritze
1 x Steigrohr 18 cm
1 x Schlauch

Contenu de la livraison

HSW SAFE-MATIC® complet:
1 x seringue
1 x tuyau de montée de 18 cm
1 x tuyau

Ausführung
Modèle

Vol/ml

Artikel-Nr.
No. d'article

Luer Lock

2 ml

8300006508

Der Flaschenaufsatz kann separat bestellt werden.
L'adaptateur flacon peut être commandé séparément.