


HSW UNI-MATIC®

1 ml / 2 ml / 5 ml

Automatische Selbstfüllerspritze zur Injektion
Seringue automatique pour injection

- Spritze universell mit Flaschenhalter oder Schlauchansatz verwendbar
- Mit Pin-Lock-System: Flaschenhalter oder Schlauchansatz beliebig positionierbar
- Verschleißfreier Präzisionsmetallkolben
- Innovative und ergonomische Formgebung erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Einfacher und schneller Austausch der Medikamentenflaschen (50 ml / 100 ml)
- Höchste Dosiergenauigkeit
- Flaschenaufsatz mit HSW FERRO-MATIC® austauschbar
- La seringue est utilisable de manière universelle avec le porte-bouteilles ou l'embase de tuyau
- Avec système de verrouillage à pivot: Porte-bouteilles et embase de tuyau librement positionnables
- Pistons en métal de précision inusables
- Conception innovante et ergonomique permettant un travail résistant à la fatigue
- Echange simple et rapide des flacons de médicament (50 ml / 100 ml)
- Précision de dosage maximale
- Embase de flacon échangeable avec HSW FERRO-MATIC®



Lieferumfang

HSW UNI-MATIC® komplett:

- 1 x Spritze
- 1 x Steigrohr 18 cm
- 1 x Schlauch

Contenu de la livraison

HSW UNI-MATIC® complet:

- 1 x seringue
- 1 x tuyau de montée de 18 cm
- 1 x tuyau

Ausführung Modèle	Vol/ml	Artikel-Nr. No. d'article
Luer Lock	1 ml	3001330000
	2 ml	3002330000
	5 ml	8300003174
Gewinde filet	1 ml	3001350000
	2 ml	3002350000

Zubehör Accessoires	Artikel-Nr. No. d'article	
Kunststoff-Adapter für Glasflaschen (Standardausführung)	8300011133	
- Standard-Korb für Medikamentenflaschen bis zu 100 ml/ Adaptateur en plastique pour flacons en verre (modèle standard)	81402799	
- Panier standard pour bouteilles de médicament jusqu'à 100 ml	8300011133	
- Panier standard pour bouteilles de médicament jusqu'à 100 ml	81402799	
Metall-Adapter für Glasflaschen (Sonderausführung) / Adaptateur en métal pour flacons en verre (modèle spécial)	3000000471	
Steigrohr/Tuyau de montée:	11 cm	3011760000
	18 cm	3018760000
	21,5 cm	3021760000

Der Flaschenaufsatz kann separat bestellt werden.
L'adaptateur flacon peut être commandé séparément.

