

HSW UNI-MATIC®

1 ml / 2 ml / 5 ml

Automatische Selbstfüllerspritze zur Injektion
Seringue automatique pour injection

- Spritze universell mit Flaschenhalter oder Schlauchansatz verwendbar
- Mit Pin-Lock-System: Flaschenhalter oder Schlauchansatz beliebig positionierbar
- Verschleißfreier Präzisionsmetallkolben
- Innovative und ergonomische Formgebung erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Einfacher und schneller Austausch der Medikamentenflaschen (50 ml / 100 ml)
- Höchste Dosiergenauigkeit
- La seringue est utilisable de manière universelle avec le porte-bouteilles ou l'embase de tuyau
- Avec système de verrouillage à pivot: Porte-bouteilles et embase de tuyau librement positionnables
- Pistons en métal de précision inusables
- Conception innovante et ergonomique permettant un travail résistant à la fatigue
- Echange simple et rapide des flacons de médicament (50 ml / 100 ml)
- Précision de dosage maximale



Lieferumfang (Schlauchversion)		Contenu de la livraison (Modèle tuyau)	
HSW UNI-MATIC® komplett:		HSW UNI-MATIC® complet:	
1 x Spritze		1 x seringue	
1 x Steigrohr 18 cm		1 x tuyau de montée de 18 cm	
1 x Schlauch		1 x tuyau	
Ausführung	Vol/ml	Artikel-Nr.	
Modèle			
Luer Lock, Schlauch / tuyau	1 ml	3001330000	
	2 ml	3002330000	
	5 ml	8300003174	

Lieferumfang (Flaschenaufsatz)		Contenu de la livraison (adaptateur de bouteille)	
HSW UNI-MATIC® komplett:		HSW UNI-MATIC® complet:	
1 x Spritze		1 x seringue	
1 x Standard-Korb		1 x panier standard	
Ausführung	Vol/ml	Artikel-Nr.	
Modèle			
Luer Lock, Flaschenaufsatz	1 ml	3001330471	
Luer Lock, adaptateur de bouteille	2 ml	3002330471	
	5 ml	8300009763	

Zubehör	Artikel-Nr.
Accessoires	
Kunststoff-Adapter für Glasflaschen (Standardausführung)	8300011133
- Standard-Korb für Medikamentenflaschen bis zu 100 ml /	81402799
Adaptateur en plastique pour flacons en verre (modèle standard)	
- Panier standard pour bouteilles de médicament jusqu'à 100 ml	
Metall-Adapter für Glasflaschen (Sonderausführung) /	3000000471
Adaptateur en métal pour flacons en verre (modèle spécial)	
Steigrohr / Tuyau de montée:	
11 cm	3011760000
18 cm	3018760000
21,5 cm	3021760000

Der Flaschenaufsatz kann separat bestellt werden.
L'adaptateur flacon peut être commandé séparément.

