

# HSW ECO-MATIC® Pour On

# 12,5 ml / 30 ml / 70 ml

Automatische Selbstfüllerspritze für Pour On Anwendungen

Seringue automatique pour une application topique

- Speziell entwickelt für den Einsatz bei Schafen oder Rindern, wahlweise auch einsetzbar als Injektor (s.S. 8)
- Ergonomisches und anwenderfreundliches Design
- Verwendung hochfester und beständiger Materialien für Robustheit und Langlebigkeit
- Sehr hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Erweiterung der renommierten Produktfamilie unserer HSW ECO-MATIC® Spritze
- Dosierrad zur Einstellung der gewünschten Dosierung

- Développée spécialement pour des ovins ou bovins, au choix utilisable comme injecteur
- Design ergonomique et pratique
- Usage des matériaux résistants et permanents pour robustesse et longévité
- Haute résistance malgré un poids faible
- Extension de la famille de produits renommée des seringues HSW ECO-MATIC®
- Molette de dosage pour régler la dose souhaitée



## Lieferumfang

HSW ECO-MATIC® Pour On komplett:  
1 x Spritze  
1 x Schlauch  
1 x Ansatzrohr mit Brause

## Contenu de la livraison

HSW ECO-MATIC® Pour On complet:  
1 x seringue  
1 x tuyau  
1 x tuyau d'embase avec douche

## Ausführung

Modèle

Pour On

Vol / ml

12,5 ml (0,5 - 12,5 ml)  
30 ml ( 5 - 30 ml)  
70 ml (7,5 - 70 ml)

Artikel-Nr.

No. d'article

8300017257\*  
8300017235  
8300018738

\*Nur mit Metallrohr

\*Seulement avec tuyau métallique

Verschiedene Vorderteile adaptierbar je nach Applikation. (s.S. 33)

Différents embouts adaptables selon application. (voir p. 33)

