



HSW Power-VACC

Batteriebetriebenes Impfgerät

Der HSW Power-VACC ist ein batteriebetriebenes Injektionsgerät, das für intradermale, subkutane, intramuskuläre und nasale Anwendungen entwickelt wurde. Es ermöglicht schnelle und präzise Injektionen bei verschiedenen Tierarten und unterstützt durch seine multifunktionale Anwendungstechnologie eine zuverlässige und präzise Impfung.

- **SCHNELL, PRÄZISE UND VIELSEITIG**

- für intradermale, subkutane, intramuskuläre und nasale Verabreichungen
- austauschbare Zylinder: Flexibilität mit 2 ml und 5 ml Zylindern
- schnelle und präzise Injektionen für alle Tierarten dank modernster Technologie

- **BATTERIEBETRIEBEN**

- hohe Leistung mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10.000 Injektionen (je nach Einstellung)
- kompatibel mit gängigen Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräten, die lokal erworben werden können

- **ERGONOMISCHES UND ROBUSTES DESIGN**

- ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- robustes Design ideal für raue Bedingungen und zuverlässige Leistung im täglichen Einsatz
- Schutzklasse IP56: Leicht zu reinigen und optimaler Schutz gegen Staub und Wasser

- **DIGITALE INTEGRATION**

- HSW Connect App: detaillierte Dokumentation, präzises Tracking und Analyse der Impfprozesse



PRODUKT VIDEO:



WÄHLEN SIE ZWISCHEN...

HSW Power-VACC mit intuitivem Bedienfeld

HSW Power-VACC^{PRO} mit modernem Display und zusätzl. Funktionen

z.B. sichtbarer Zähler, einstellbarer Füllstandzähler für Durchstech-Flaschen und Positionssensor zur Vermeidung von Luftblasen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG
8300064865	HSW Power-VACC Universal-Version inkl. Batterie (2 ml + 5 ml)
8300063994	HSW Power-VACC ^{PRO} Universal Version inkl. Batterie (2 ml + 5 ml)
WEITERE VERSIONEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich	