

HSW ECO-MATIC® Zubehör

HSW ECO-MATIC® Accessoires

Zubehör
Accessoires

Artikel-Nr.
No. d'article

Kunststoffzylinder
(gelbe Ausführung für ECO-MATIC® mit Flaschenaufsatz):
Cylindre en plastique
(modèle jaune pour ECO-MATIC® avec embase pour flacon):

- Zylinder schützt Medikament vor UV-Licht
- Biokompatibel und hohe Medikamentenresistenz
- Absolut bruchsicher
- Le cylindre protège le médicament contre la lumière UV
- Biocompatible et haute résistance aux médicaments
- Absolument incassable

Luer Lock	0,3 ml	8300004068
(Zylinder gelb/ cylindre jaune)	1 ml	8300007369
	2 ml	3602130002
	5 ml	3605130002

Standard-Korb für Medikamentenflaschen bis zu 100 ml*	81402799
Panier standard pour bouteilles de médicament jusqu'à 100 ml*	
Sonder-Korb für Medikamentenflaschen bis 250 ml*	8300013288
Panier spécial pour bouteilles de médicament jusqu'à 250 ml*	

*nähere Details siehe Seite 21 / *pour plus de details voir page 21



Zubehör
Accessoires

Artikel-Nr.
No. d'article

Autoklavierbarer Kunststoffzylinder
(gelbe Ausführung für ECO-MATIC® Schlauchversion):
Cylindre en plastique autoclavable
(modèle jaune pour ECO-MATIC® en version de tuyau):

- Zylinder schützt Medikament vor UV-Licht
- Autoklavierbar bis 134°C/273°F
- Biokompatibel und hohe Medikamentenresistenz
- Absolut bruchsicher
- Le cylindre protège le médicament contre la lumière UV
- Autoclavable jusqu'à 134°C/273°F
- Biocompatible et haute résistance aux médicaments
- Absolument incassable

Luer Lock	1 ml	8300007368
(Zylinder gelb/cylindre jaune)	2 ml	3602030001
	5 ml	3605030001

Entnahme-,	Ø 20 mm weiß/blanc	3600000020
Belüftungskappen/	Ø 30 mm blau/bleu	3600000030
Capuchons d'aération	Ø 33 grün/vert	3600000033
pour le prélèvement	<u>Set (Ø 20, 30, 33 mm)</u>	<u>3600203033</u>

Steigrohr/Tuyau de montée:	11 cm	3011760000
	18 cm	3018760000
	21,5 cm	3021760000

