

# Zubehör für Selbstfüller-Spritzen

## Accessoires pour seringues automatiques

Zubehör Accessoires	Artikel-Nr. No. d'article	
Entnahme-, Belüftungskappen / Capuchons d'aération pour le prélèvement	Ø 20 mm weiß / blanc für Flaschengröße / pour les tailles de flacon 50 / 100 ml	3600000020
	Ø 30 mm blau / bleu für Flaschengröße / pour les tailles de flacon 250 / 500 ml	3600000030
	Ø 33 mm grün / vert für Flaschengröße / pour les tailles de flacon 500 ml und größer / 500 ml et plus	3600000033
Set bestehend aus 3 Größen Assortiment composé de 3 tailles Ø 20 mm, 30 mm, 33 mm		3600203033
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verschleißfrei</li> <li>■ Einfache Handhabung</li> <li>■ Universell für alle Flaschen einsetzbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inusable</li> <li>■ Maniement simple</li> <li>■ Utilisable de manière universelle pour tous les flacons</li> </ul>	



Standard-Korb für Medikamentenflaschen bis zu 100 ml Panier standard pour bouteilles de médicament jusqu'à 100 ml	81402799	
Sonder-Korb für Medikamentenflaschen bis 250 ml Panier spécial pour bouteilles de médicament jusqu'à 250 ml	8300013288	
<p>Beide Korbgrößen sind auf den bestehenden Flaschenaufsatz der HSW ECO-MATIC®, HSW SAFE-MATIC® und HSW UNI-MATIC® aufschraubbar. Zu beachten ist, dass auch die Flaschengrößen bis 250 ml nur passen, sofern der Durchmesser am Flaschenverschluss maximal 20 mm beträgt.</p> <p>Les deux tailles de panier peuvent être boulonnées sur l'adaptateur de bouteille existant de HSW ECO-MATIC®, HSW SAFE-MATIC® et HSW UNI-MATIC®. Payez également attention à ce que les tailles de bouteilles jusqu'à 250 ml seulement conviennent si le bouchon de bouteille est de 20 mm maximum.</p>		
<p>Ansatzrohr zur Verwendung als „Mini-Drencher“ / Tuyau d'embase pour une utilisation comme „mini-administreur“</p>		
Luer Lock	11,4 cm	3600095605
Luer Lock	5,5 cm	8300015882
<p>Das Ansatzrohr ist auf jede Spritze mit Luer Lock-Ansatz aufschraubbar, unabhängig vom Spritzenmodell. Dadurch kann jede Injektionspritze als Drench- oder Eingabespritze verwendet werden.</p> <p>Le tuyau d'embase peut être boulonné sur chaque seringue avec Luer Lock, indépendamment du modèle de seringue. Ainsi, chaque seringue d'injection peut être appliqué comme seringue d'administrateur et pour l'usage oral.</p>		

