



HSW DoseTrack

Digitaler Injektionszähler für HSW ECO-MATIC® Spritzen

Zählen leicht gemacht – Präzision bei jeder Dosis.

Der HSW DoseTrack ist ein leichter, digitaler Zähler, der sich mühelos an Ihre HSW ECO-MATIC® Spritzen anbringen lässt. Mit jeder verabreichten Volldosis erhöht sich der Zähler automatisch – ausgelöst, sobald der hintere bewegliche Griff den Auslöseknopf berührt. Per einfachem Knopfdruck kann der Zähler jederzeit sofort zurückgesetzt werden – ideal für Chargenzählungen, Dosisüberwachung und Routineanwendungen.

● PRÄZISES ZÄHLEN

- Auslösung erfolgt, wenn der bewegliche Griff den Zählerknopf berührt
- erfasst ausschließlich Injektionen mit vollständiger Dosisabgabe
- digitales Display mit Zählstand bis 99.999, um jederzeit den Überblick zu behalten

● JEDERZEIT ZURÜCKSETZEN

- schnelles Zurücksetzen per Knopfdruck – sofort bereit für den nächsten Behandlungszyklus

● ROBUST & LEICHT

- ultraleichtes Design: nur 12g
- bewährte HSW-Qualität - entwickelt für den täglichen Einsatz

● FLEXIBEL EINSETZBAR

- Schnell-Klipp-System zur direkten Befestigung an den Spritzen – ebenso leicht wieder zu entfernen
- Kompatibel mit unseren HSW ECO-MATIC® Spritzen mit kleinen Volumina, gemäß der untenstehenden Tabelle

● INDIVIDUELL ANPASSBAR

- Zählerhalter auf Wunsch mit individueller Farbe und Logo erhältlich bei größeren Bestellmengen



**TRACK
EVERY DOSE.
TRUST
EVERY COUNT.**

MERKMAL	SPEZIFIKATION
Abmessungen	76 x 33 x 25 mm
Displaygröße	17.6 x 5.6 mm
Gewicht	12 g
Zählbereich	0 - 99.999
Batterie	LR41
Reset-Funktion	manuell, per Druckknopf
Schutzklasse	nicht wasserdicht
Befestigung	Clip-On-System
Kompatibilität	HSW ECO-MATIC® 2 ML 5 ML <small>Hinweis: Für HSW ECO-MATIC® 1 ML Spritzen sind Kompatibilität und eine zuverlässige Auslösung des Zählerknopfs gewährleistet, wenn der Halter mit dem mitgelieferten Höhenausgleichspad montiert wird. HSW ECO-MATIC® 0,5 ML Spritzen sind nur kompatibel, wenn sie ab Januar 2026 hergestellt wurden; frühere Versionen können auch mit dem Höhenausgleichspad nicht verwendet werden.</small>

HSW ARTIKELNR.	ARTIKELBESCHREIBUNG
8300067655	HSW DoseTrack