

HSW Impfstab

61 cm / 102 cm

HSW Barre de vaccination

Zubehör für Veterinärspritzen

Accessoires pour seringues vétérinaires

- Für eine komfortable Injektion
 - Einsetzbar für alle HSW Spritzen mit Luer Lock Ansatz
 - Vorzüglich geeignet für Massimpfungen
 - Für einen verbesserten Abstand zum Tier, somit erhöhte Anwendersicherheit
 - Hochfeste Carbon-Metallausführung, somit geringes Gewicht bei sehr hoher Festigkeit
 - Sichere und stabile Verbindung der Kanüle
 - Knickschutz
 - Kein Brechen der Schlauchverbindung
 - Ergonomische Handhabung
 - Optimisiertes Restvolumen
-
- Pour une injection confortable
 - Utilisable pour toutes les seringues de HSW avec Luer Lock approche
 - Appropriée parfaitement pour des vaccinations en série
 - Pour une distance améliorée à l'animal, par conséquent plus de sécurité pour l'utilisateur
 - Fabrication en métal et carbone durable et robuste, par conséquent moins de poids mais plus de durée
 - Connexion stable et sûre de la canule
 - Système anti-pli, pas de cassure de la connexion du tuyau
 - Manutention ergonomique
 - Volume résiduel optimisé



Lieferumfang / Contenu de la livraison

- 1 x HSW Impfstab inkl. Schlauch und Knickschutz
- 1 x HSW barre de vaccination inkl. tuyau et système anti-pli

Ausführung Modèle	Arbeitslänge Longueur de travail	Gesamtlänge Longueur totale	Artikel-Nr. No. d'article
Lang/Long	83 cm (32 inch)	102 cm (40 inch)	8300014114
Kurz/Court	43 cm (17 inch)	61 cm (24 inch)	8300014428

Zubehör

Accessoires

HSW Desinfektionscontainer / HSW Réceptif de Désinfection

- Desinfektion der Impfstäbe direkt im Feld oder Stall / désinfection des barres de vaccination directement sur le terrain ou dans l'écurie
- vorzüglich geeignet für Massimpfungen / parfaitement adapté pour les vaccinations de masse
- auch für Aufbewahrung und Transport geeignet / également adapté pour le stockage et le transport
- für die Aufnahme von bis zu zwei Impfstäben / pour la réception d'un maximum de deux barres de vaccinations

HSW Desinfektionscontainer/ HSW Réceptif de Désinfection	3,5 l	8300015849
---	-------	------------