


# HSW UNI-MATIC®

1 ml / 2 ml / 5 ml

Automatische Selbstfüllerspritze zur Injektion  
Seringue automatique pour injection

- Spritze universell mit Flaschenhalter oder Schlauchansatz verwendbar
- Mit Pin-Lock-System: Flaschenhalter oder Schlauchansatz beliebig positionierbar
- Verschleißfreier Präzisionsmetallkolben
- Innovative und ergonomische Formgebung erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Einfacher und schneller Austausch der Medikamentenflaschen (50 ml / 100 ml)
- Höchste Dosiergenauigkeit
- Flaschenaufsatz mit HSW FERRO-MATIC® austauschbar
- La seringue est utilisable de manière universelle avec le porte-bouteilles ou l'embase de tuyau
- Avec système de verrouillage à pivot: Porte-bouteilles et embase de tuyau librement positionnables
- Pistons en métal de précision inusables
- Conception innovante et ergonomique permettant un travail résistant à la fatigue
- Echange simple et rapide des flacons de médicament (50 ml / 100 ml)
- Précision de dosage maximale
- Embase de flacon échangeable avec HSW FERRO-MATIC®



## Lieferumfang

### HSW UNI-MATIC® komplett:

- 1 x Spritze
- 1 x Steigrohr 18 cm
- 1 x Schlauch

## Contenu de la livraison

### HSW UNI-MATIC® complet:

- 1 x seringue
- 1 x tuyau de montée de 18 cm
- 1 x tuyau

## Ausführung

### Modèle

Luer Lock, Schlauch / tuyau

Vol/ml

1 ml

2 ml

5 ml

Luer Lock, Flaschenaufsatz

1 ml

Luer Lock, adaptateur de bouteille

2 ml

5 ml

## Artikel-Nr.

### No. d'article

3001330000

3002330000

8300003174

3001330471

3002330471

8300009763

## Zubehör

### Accessoires

Kunststoff-Adapter für Glasflaschen (Standardausführung)

- Standard-Korb für Medikamentenflaschen bis zu 100 ml/

Adaptateur en plastique pour flacons en verre (modèle standard)

- Panier standard pour bouteilles de médicament jusqu'à 100 ml

Metall-Adapter für Glasflaschen (Sonderausführung) /

Adaptateur en métal pour flacons en verre (modèle spécial)

## Artikel-Nr.

### No. d'article

8300011133

81402799

300000471

Steigrohr/Tuyau de montée: 11 cm

18 cm

21,5 cm

3011760000

3018760000

3021760000

Der Flaschenaufsatz kann separat bestellt werden.

L'adaptateur flacon peut être commandé séparément.

